

FICHA TÉCNICA



LÍNEA	Podología – Soporte para el pie en gel
NOMBRE	Almohadilla metatarsial
REFERENCIA	GL-007
MARCA	

MATERIALES	Silicona 100% grado médico
TALLA	ÚNICA
UNIDAD	Par
COLOR	Blanco mate
EMPAQUE	Bolsa vinilo
ETIQUETA	Si
ESTERIL	No
VIDA ÚTIL	N/A
CLASE	I
INVIMA	2018DM-0018806 – Vence 15 11 2028
Nº DE LOTE	SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDA		Ø CIRCULAR	PESO	GUÍA MEDICIÓN		TIPO DE CALZADO
	LONGITUD	ANCHO	FALANGE	TOTAL	TALLA	CALZADO	
7000 0009	6,00 CM	8,00 CM	2X2 CM	0,047 KI	ÚNICA	36 a 40	

BODEGAJE Conserve protegidas de la luz solar directa y de la humedad

TEMPERATURA Ideal < 5° C y 30° C en condiciones secas | Humedad relativa ideal ≤70%

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

- Usar el producto sin calcetines o punteras genera humedad que conlleva a pequeñas perforaciones en el material

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- El tipo de calzado debe ser adecuado en relación al uso de la almohadilla
- Lave con agua tibia y use detergente suave
- Controle la humedad del pie aplicando spray o polvos clásicos para pies, antes del uso
- Seque a la sombra

RECOMENDACIONES: Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir la presión en la zona metatarsial por el uso tacones, prevenir laceración sobre las cabezas metatarsales por la constante presión en esta zona, consulte con un podólogo o especialista en ortopedia para uso en Ej. Dolor al caminar en el antepie o zona metatarsial o callosidades metatarsales

ADVERTENCIA: Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en dolor o molestias, consulte con el profesional de la salud

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: China (ISO 1348)

Importador titular y Acondicionador ORTOTEX S.A.S | Medellín | Antioquia | Colombia