

FICHA TÉCNICA



LINEA Miembro inferior rígido
NOMBRE Bota para tobillo - Walker corto no articulado -
REFERENCIA FT-010
MARCA 

MATERIALES Montajes en aleación de aluminio, carcasa, botín en tela suave acolchada, suela antideslizante en balancín, almohadillas en espuma, bandas en velcro

TALLA S - M - L

UNIDAD Uno

COLOR Negro

EMPAQUE Bolsa plástica

ETIQUETA Si | Incluye instrucciones de uso

ESTERIL No

CLASE I

VIDA ÚTIL N/A

INVIMA 2018DM-0018804 – Vence 05 | 11 | 2028

Nº DE LOTE SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS DEL PRODUCTO			PESO TOTAL	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA		
	ALTURA	LONG.SUELA	ANC.SUELA		TALLA	LONG. PÍE	CALZADO
 0101 0008	28,00 CM	25,00 CM	9,00 CM	0,614 KI	S	22-24 CM	34-36
 0102 0007	28,00 CM	28,00 CM	10,0 CM	0,742 KI	M	25-27 CM	37-39
 0103 0006	28,00 CM	31,00 CM	11,0 CM	0,881 KI	L	28-30 CM	40-42

BODEGAJE Sin requisitos esenciales

TEMPERATURA Ideal < 35º C - en condiciones secas

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

Redoblar las barras metálicas para ajuste anatómico con modificaciones no autorizadas y posterior solicitar garantía

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Es fundamental que la talla del paciente se ajuste al rango de calzado ofrecido
- Limpie con paño húmedo y jabón neutro la carcasa
- Lave el botín y las almohadillas a mano y No torcionar al escurrir, prefiera usar una toalla seca para absorber la máxima humedad posible
- Limpiar con los velcros adheridos para evitar la acumulación de pelusas
- Seque a la sombra para conservar el color de los tonos oscuros

RECOMENDACIÓN: Use las almohadillas para prevenir puntos de irritación alrededor del tobillo

ADVERTENCIA: Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico

CONTRA-INDICACIÓN: Paciente con sensibilidad cutánea excesiva o enfermedad que afecte la coagulación

País de origen: China (ISO 13485)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia