

# FICHA TÉCNICA



**LINEA** Miembro superior rígido  
**NOMBRE** Férula dedil con correa  
**REFERENCIA** FG-005  
**MARCA** 

**MATERIALES** Plástico semi-rígido, espuma, 2 cintas de velcro

**TALLA** S - M - L - XL

**UNIDAD** Uno y Set por 4 Uds.

**COLOR** blanco

**EMPAQUE** Bolsa plástica con cierre

**ETIQUETA** No

**STICKER** Si

**ESTERIL** No

**VIDA ÚTIL** N/A

**CLASE** I

**INVIMA** 2018DM-0018804 – Vence 05 | 11 | 2028

**Nº DE LOTE** SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS PARA ELECCIÓN DE TALLA			
	TALLA	LONGITUD	ANCHO	PESO/UD
0510 0002	S	5,5 CM	6,0 CM	0,05 kg
0520 0009	M	6,5 CM	6,0 CM	0,06 kg
0530 0006	L	7,5 CM	6,0 CM	0,07 kg
0054 0003	XL	8,5 CM	6,0 CM	0,08 kg

**BODEGAJE** Mantener en lugar libre de luz día o luz solar, guarde en bolsa oscura

**TEMPERATURA** Ideal < 35° C - en condiciones secas | Humedad relativa: sin restricciones

**GARANTÍA** Treinta (30) días por defecto de fábrica

**REQUISITO** Presentar factura del comprador final con empaque y sticker en buen estado

**EXCEPCIÓN** MAL USO | ABUSO

Exceder la expansión en la abertura distal puede generar rompimiento

## CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Es fundamental la elección correcta de la talla para lograr un ajuste optimo
- Al terminar su tratamiento guarde la férula en bolsa oscura para evitar que se deteriore el color de la espuma al estar expuesta a la luz

**RECOMENDACIÓN** Uso para protección y proceso curativo en falange distal, medial y proximal

**ADVERTENCIA** Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

**CONTRA-INDICACIÓN** Ninguna conocida

**País de origen:** China (ISO13485)

**Importador titular y Acondicionador** **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia