

# FICHA TÉCNICA



**LINEA** Miembro superior rígido

**NOMBRE** Férula Tipo dedil

**REFERENCIA** FG-002

**MARCA** NEO FLEX<sup>AD</sup>

**MATERIALES** Aluminio moldeable semi-rígido, espuma, película protectora color azul

**TALLA** S – M – L

**UNIDAD** Uno

**COLOR** Espuma azul, película protectora del aluminio en color azul

**EMPAQUE** Bolsa plástica con cierre

**ETIQUETA** No

**STICKER** Si

**ESTERIL** No

**VIDA ÚTIL** N/A

**CLASE** I

**INVIMA** 2018DM-0018804 – Vence 05 | 11 | 2028

**Nº DE LOTE** SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS PARA ELECCIÓN DE TALLA			
	TALLA	LONGITUD	ANCHO	PESO
1000 0403	S	5,5 CM	6,0 CM	0,05 kg
1000 0410	M	6,5 CM	6,0 CM	0,06 kg
1000 0427	L	7,5 CM	6,0 CM	0,07 kg



**BODEGAJE** Mantener en lugar libre de luz día o luz solar, guarde en bolsa color negro

**TEMPERATURA** Ideal < 35° C - en condiciones secas

**GARANTÍA** Treinta (30) días por defecto de fábrica

**REQUISITO** Presentar factura del comprador final con empaque y sticker en buen estado

**EXCEPCIÓN** MAL USO | ABUSO



Redoblar el aluminio genera cambios estructurales debilitando el material al punto de romperse

## CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Es fundamental la elección correcta de la talla para lograr un ajuste óptimo
- Si requiere reposicionar los brazos maleables, realice el movimiento con suavidad
- Al terminar su tratamiento guarde la férula en bolsa oscura: la exposición a la luz deteriora el color de la espuma

**RECOMENDACIÓN:** El producto se debe utilizar solamente en pieles intactas

**ADVERTENCIA:** En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

**CONTRA-INDICACIÓN:** Ninguna conocida

**País de origen:** China (ISO13485)