

Incifilm Libre de Yodo



DESCRIPCIÓN

El Campo para incisión **Incifilm libre de yodo**, es una película adhesiva transparente de poliuretano que permite que la piel respire manteniendo una superficie estéril con excelente adherencia al borde de la piel circundante de la incisión, que garantiza protección antimicrobiana en operaciones quirúrgicas largas

Estas Características te ofrece estos Beneficios

- ① Campo de incisión de última generación.....
 - ② Película muy transpirable y antimicrobiana.....
 - ③ Delgada pero extremadamente fuerte.....
 - ④ Envoltura individual en papel kraft grado médico.....
- Borde de apoyo en los extremos que previene arrugas durante su colocación
 - Permite que la piel respire, evitando acumulación de humedad
 - Resistente a la ruptura, pero se puede cortar fácilmente con el bisturí
 - Tiene porosidad controlada y su fabricación esta estandarizada a aditivos, repelencia y resistencia a líquidos.

Datos específicos

Nombre genérico: Campo Quirúrgico de incisión
Nombre comercial: Incifilm
Material: Película transparente de poliuretano (PU) y adhesivo PVP
Empaque: Bolsa estéril por unidad
Bodegaje:Temp:25±2°C. Humedad Relativa max. 60%
Esterilización: Oxido de etileno (EO)
Vida Útil: Cinco (5) años
Clase: (I)
Invima: 2016DM-0014843 (Vence 20/06/2026)
Certificaciones del fabricante:
 ISO 9001 - ISO 13485
 Marca CE - Registrados en la FDA

Importador **ORTOTEX**
 Tel : (57) (604) 557 97 01
 Móvil: 321 772 68 08
 E mail: ortotex@ortotex.com.co
 Medellín-Antioquia-Colombia

Fabricante **Pharmplast**
 Armia-Alejandro-Egipto

Indicación

Cirugía ortopédica, cirugías menores, neurocirugía, cirugía mayor abdominal, torácica, a corazón abierto, cirugía plástica, cirugía con implante y pediátrica. Utilice en pacientes alérgicos al yodo.

Contra indicación

Evite usar en pacientes con alergia a sus componentes

Tamaño

Referencia	Dimensión Total (cm)		Dimensión del Adhesivo	
	Ancho	Long	Ancho	Long
IN4560	67cm	x 45cm	60cm	x 45cm
Contenido por Caja: 10 unidades				

Imagen Ref. IN4560



- zona adhesiva
- zona para sujetar durante su colocacion en paciente

Modo correcto de retiro

Retire suavemente a 180°
 Doble el campo sobre sí mismo para evitar severo estiramiento.

