





# FICHA TÉCNICA

**LÍNEA** Podología – Soporte para el pie en gel  
**NOMBRE** Plantilla completa  
**REFERENCIA** GL013  
**MARCA** 



<b>MATERIALES</b>	Silicona 100% grado médico
<b>TALLA</b>	S   M   L   XL
<b>UNIDAD</b>	Par
<b>COLOR</b>	Blanco & Punto azul
<b>EMPAQUE</b>	Bolsa vinilo con gancho
<b>ETIQUETA</b>	Si
<b>ESTERIL</b>	No
<b>VIDA ÚTIL</b>	N/A
<b>CLASE</b>	I
<b>INVIMA</b>	2018DM-0018806 – Vence hasta 15   11   2028
<b>Nº DE LOTE</b>	SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS POR TALLA			PESO	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA		
	LONGITUD	ANCHO	TOTAL		TALLA	CALZADO	TIPO DE CALZADO
 1300 1001	23,00 CM	6,0 CM	0,150 KI	<b>S</b>	34 - 35		
 1300 2008	25,00 CM	8,5 CM	0,170 KI	<b>M</b>	36 - 37		
 1300 3005	27,00 CM	9,0 CM	0,185 KI	<b>L</b>	38 - 39		
 1300 4002	29,00 CM	9,0 CM	0,186 KI	<b>XL</b>	40 - 41		

**BODEGAJE** Conserve protegidas de la luz solar directa y de la humedad

**TEMPERATURA** Ideal < 5° C y 30° C en condiciones secas | Humedad relativa ideal ≤70%

**GARANTÍA** Treinta (30) días por defecto de fábrica

**REQUISITO** Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN** MAL USO | ABUSO

- Usar el producto sin calcetines genera humedad que conlleva a pequeñas perforaciones en el material
- Usar un tamaño que no encaje al calzado puede formar quiebres irreversibles en los puntos más delgados

## CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- El tipo de calzado debe ser adecuado en relación al ancho de la plantilla
- Lave con agua tibia y use detergente suave
- Controle la humedad del pie aplicando spray o polvos clásicos para pies, antes del uso
- Seque a la sombra

**RECOMENDACIONES:** Si las plantillas son para uso diferente a pies dolorosos o cansados por jornadas de pie, espolón calcáneo, sobrepeso o largas caminadas (Ej. Fascitis plantar, pie diabético o metatarsalgias), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

**ADVERTENCIA:** Si por causa al uso de este tipo de plantillas existiera un aumento en molestias o dolor, no solo en pies sino en espalda, consulte con el profesional de la salud

**CONTRA-INDICACIÓN:** Ninguna conocida

**País de origen:** China (ISO 13485)

**Importador titular y Acondicionador** **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia