

FICHA TÉCNICA



LINEA Miembro inferior blando
NOMBRE Soporte para rodilla tubular
REFERENCIA KN-001
MARCA

MATERIALES Elástico, hilos elásticos

TALLA S - M - L - XL

UNIDAD Uno

COLOR Negro

EMPAQUE Bolsa vinilo con gancho

ETIQUETA Si

ESTERIL No

VIDA ÚTIL N/A

CLASE I

INVIMA 2018DM-0018806 – Vence 15 | 11 | 2028

Nº DE LOTE SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS POR TALLA			PESO TOTAL	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA			Flexione la rodilla a 30°
	LONGITUD	ANCHO SUP	ANCHO INF		TALLA	MUSLO A	PANTORRILLA B	
(S) 1006 1008	23,50 CM	26,00 CM	22,00 CM	0,060 KI	S	Ø ≤ 37	Ø ≤ 31	
(M) 1007 8006	23,50 CM	29,00 CM	25,00 CM	0,065 KI	M	Ø ≤ 39	Ø ≤ 34	
(L) 1008 5004	23,50 CM	30,00 CM	27,00 CM	0,070 KI	L	Ø ≤ 42	Ø ≤ 35	
(XL) 1009 6000	23,50 CM	34,00 CM	30,00 CM	0,080 KI	XL	Ø ≤ 44	Ø ≤ 37	

BODEGAJE Sin requisitos esenciales

TEMPERATURA Ideal < 35° C - en condiciones secas | Humedad relativa ideal < 65 %

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO



Presionar con las uñas para ajustar la rodillera al muslo afecta la integridad del elástico

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Es fundamental la elección correcta de la talla
- Lave a mano con jabón neutro
- No torcionar la prenda al escurrirla, prefiera usar una toalla seca para eliminar el exceso de humedad
- Seque a la sombra. No utilizar máquinas ni plancha

Modo correcto de colocar la rodillera:

Hale del extremo superior hasta posicionar la rodillera 12cm arriba de la patela



RECOMENDACIÓN: Apto para personas alérgicas al material del neopreno

ADVERTENCIA: En caso de irritación o hinchazón, consulte al profesional de la salud

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: China (ISO 13485)