

FICHA TÉCNICA



LÍNEA Podología – Soporte para el pie en gel
NOMBRE Separador para dedos del pie | con anillo de sujeción
REFERENCIA GL-016
MARCA

MATERIALES Silicona 100% grado médico
TALLA ÚNICA
UNIDAD Par
COLOR Blanco transparente
EMPAQUE Bolsa plástica con cierre
ETIQUETA Si
ESTERIL No
VIDA ÚTIL N/A
CLASE I
INVIMA 2018DM-0018806 – Vence 15 | 11 | 2028
Nº DE LOTE SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDA		PESO	GUÍA MEDICIÓN		TIPO DE CALZADO
	LONGITUD	ANCHO	TOTAL	TALLA	CALZADO	
1 600 1008	9,50 CM	7,00 CM	0,014 KI	ÚNICA	N/A	

BODEGAJE Conserve en lugar fresco y libre de humedad excesiva
TEMPERATURA Ideal < 35° C - en condiciones secas
GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica
REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado
EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

- Usar el producto sin calcetines o punteras genera humedad que conlleva a pequeñas perforaciones en el material

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- El tipo de calzado debe ser adecuado en relación al uso del separador
- Lave con agua tibia y use detergente suave
- Controle la humedad del pie aplicando spray o polvos clásicos para pies, antes del uso
- Seque a la sombra

RECOMENDACIONES: Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir o el inicio de separación del dedo gordo hacia adentro -hallux valgus-, consulte con un podólogo o especialista en ortopedia para uso en Ej. Disfunción de la estructura digital, desalineación en dedos mediales, disfunción biomecánica en la pisada

ADVERTENCIA: Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en dolor o molestias, consulte con el profesional de la salud

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: China (ISO 1348)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia