

FICHA TÉCNICA



LÍNEA	Podología – Soporte para el pie en gel
NOMBRE	Separador para dedos del pie tipo carrete
REFERENCIA	GL-015
MARCA	

MATERIALES	Silicona 100% grado médico
TALLA	ÚNICA
UNIDAD	Par
COLOR	Blanco transparente
EMPAQUE	Bolsa plástica con cierre
ETIQUETA	Si
ESTERIL	No
VIDA ÚTIL	N/A
CLASE	I
INVIMA	2018DM-0018806 – Vence 15 11 2028
Nº DE LOTE	SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDA DEL PRODUCTO			PESO TOTAL	GUÍA DE TALLA		TIPO DE CALZADO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		TALLA	CALZADO	
1500 0002	3,00 CM	1,80 CM	2,20 CM	0,013 KI	ÚNICA	N/A	

BODEGAJE	Conserve en lugar fresco y libre de humedad excesiva
TEMPERATURA	Ideal < 35° C - en condiciones secas
GARANTÍA	Treinta (30) días por defecto de fábrica
REQUISITO	Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado
EXCEPCIÓN	MAL USO ABUSO <ul style="list-style-type: none">Usar el producto sin calcetines o punteras genera humedad que conlleva a pequeñas perforaciones en el material

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- El tipo de calzado debe ser adecuado en relación al uso del separador
- Lave con agua tibia y use detergente suave
- Controle la humedad del pie aplicando spray o polvos clásicos para pies, antes del uso
- Seque a la sombra

RECOMENDACIONES: Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir o el inicio de separación del dedo gordo hacia adentro -hallux valgus-, consulte con un podólogo o especialista en ortopedia para uso en Ej. Disfunción de la estructura digital, desalineación en dedos mediales, disfunción biomecánica en la pisada

ADVERTENCIA: Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en dolor o molestias, consulte con el profesional de la salud

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: China (ISO 1348)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia