

FICHA TÉCNICA



LINEA Miembro superior blando
NOMBRE Soporte para codo
REFERENCIA EB-007
MARCA 

MATERIALES Elástico suave, almohadillas en gel, brazaletes con velcro, hilos elásticos

TALLA S – M – L - XL

UNIDAD Uno

COLOR Negro

EMPAQUE Bolsa vinilo con gancho

ETIQUETA Si


ESTERIL No

VIDA ÚTIL N/A

CLASE I

INVIMA 2018DM-0018806 – Vence 15 | 11 | 2028

Nº DE LOTE SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS DEL PRODUCTO			PESO TOTAL	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA		
	LONGITUD	ANCHO SUP	ANCHO INF		TALLA	MEDIDA DEL BRAZO EN CM	MEDIDA DEL ANTE BRAZO EN CM
 7000 3000	23,5 cm	25,0 cm	23,0 cm	0,10 kl	S	Ø ≤ 24	Ø ≤ 22
 7001 0008	23,5 cm	28,0 cm	25,0 cm	0,10 kl	M	Ø ≤ 27	Ø ≤ 23
 7004 0005	23,5 cm	29,0 cm	26,0 cm	0,10 kl	L	Ø ≤ 28	Ø ≤ 24
 7002 7006	23,5 cm	30,0 cm	27,0 cm	0,10 kl	XL	Ø ≤ 29	Ø ≤ 25



BODEGAJE Sin requisitos esenciales

TEMPERATURA Ideal < 35° C, en condiciones secas

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

Presionar con las uñas para ajustar el soporte de codo sobre el antebrazo afecta la integridad del elástico

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Es fundamental la elección correcta de la talla, el estiramiento excesivo afecta el elástico
- Presionar con las uñas para posicionar la codera afecta la integridad del producto
- Lavar a mano con jabón neutro
- No torcionar la prenda al escurrirla, prefiera usar una toalla seca para absorber la máxima humedad posible
- Seque a la sombra. No utilizar máquina ni plancha para el secado



RECOMENDACIÓN: Apto para personas con reacción alérgica al material del neopreno

ADVERTENCIA: En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

CONTRAINDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: China (ISO 13485)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia