

FICHA TÉCNICA

LINEA Miembro inferior blando
NOMBRE Soporte para tobillo tipo media con banda ajustable
REFERENCIA AK004
MARCA 



MATERIALES Elástico, hilos flexibles, banda elástica con velcro

TALLA S - M - L - XL

UNIDAD Uno

COLOR Negro

EMPAQUE Bolsa vinilo con gancho

ETIQUETA Si

ESTERIL No


VIDA ÚTIL N/A

CLASE I

INVIMA 2018DM-0018806 – Vence 15 | 11 | 2028

Nº DE LOTE SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDAS DEL PRODUCTO		PESO TOTAL	GUÍA MEDICIÓN DE TALLA	
	LONGITUD	ANCHO		TALLA	Medida del tobillo en cm
(S) 4010 0005	24cm	17,0cm	0,0050 kl	S	Ø ≤ 21
(M) 4012 0003	24cm	19,0cm	0,0052 kl	M	Ø ≤ 23
(L) 4013 0002	24cm	21,0cm	0,0053 kl	L	Ø ≤ 25
(XL) 4014 0001	24cm	22,5cm	0,0055 kl	XL	Ø ≤ 28



BODEGAJE Sin requisitos esenciales

TEMPERATURA Ideal < 35º C - en condiciones secas | Humedad relativa ideal < 65 %

GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica

REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO



Halar con los dedos desde la escotadura del talón para deslizar la tobillera
desintegra la estructura circular del elástico

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Es fundamental la elección correcta de la talla
- Lave a mano con jabón neutro
- No torcionar la prenda al escurrirla, prefiera usar una toalla seca para eliminar el exceso de humedad
- Seque a la sombra.
- No utilice máquina ni plancha para el secado

Modo correcto de colocar la tobillera

Conserve las terminales de las bandas elásticas adheridas al velcro hasta posicionar la tobillera, así evita que el velcro genere daño estructural en el elástico



RECOMENDACIÓN: Apto para personas con reacción alérgica al material del neopreno

ADVERTENCIA: En caso de irritación o hinchazón consulte con el profesional de la salud

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: China (ISO 13485)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia