



# Portafolio ORTOTEX

¡Listos para servirles!



Pharmafix®


Vendapress®  
Venda elástica cohesiva

Incifilm Iodine®

PharmaDrape

## Línea blanda

Partes del cuerpo y referencias



Línea Blanda

PÁG  
2




Línea de  
Podología

PÁG  
23



Cintas  
Médicas adhesivas

PÁG  
32



Campos  
Quirúrgicos  
Estériles

PÁG  
36



Nuestras  
Líneas

Línea Blanda y podología



Cintas médicas adhesivas

Vendapress® Pharma-KT® Pharmafix® Pharmafix® PU

Campos quirúrgicos estériles

Incifilm Iodine® PharmaDrape "U"

Nuestras  
marcas

# Collar de tracción inflable

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **NK-015** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **CAFÉ**

## Características

- ✓ Este dispositivo de tracción cervical cuenta con un sistema de inflado de tres (3) niveles que al aumentar la presión del aire adquiere mayor rigidez, ejerciendo efecto de tracción (mín: 10 cm hasta 18 cm)
- ✓ De peso ligero, portátil y capas exteriores en franela médica suaves y fácil de limpiar



## Beneficios

- ✓ Ofrece calor terapéutico relajando los músculos que causan la tensión muscular en cuello y espalda
- ✓ Como terapia de tracción ayuda a disminuir la presión intervertebral
- ✓ Limita la flexo-extensión y en menor grado la rotación del segmento cervical
- ✓ Proporciona alineación óptima de la columna con apoyo firme y confortable
- ✓ Excelente descanso en casa y viajes largos

## Indicaciones:

- Tensión muscular en la región cervical
- Espasmo muscular en cuello y hombros
- Dolor en cuello y hombros
- Latigazo o esguince cervical moderado
- Entumecimiento en manos y brazos

## Advertencia:

En caso de irritación consulte al profesional de la salud

## Contraindicación:

Cierta condición neurológica, osteoporosis, fractura, dislocación cervical

Guía de talla	Ø del cuello Mín: 10 cm	
	Ø del cuello Máx: 15 cm	
	Máximo de altura: 18 cm	



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica


# Soporte para hombro con banda

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **SD-001** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

## Características

- ✓ Tejido en elástico transpirable de alta calidad
- ✓ Banda elástica hipo-alérgica (libre de látex)
- ✓ Diseño tubular libre de costuras
- ✓ Se adapta para hombro izquierdo o derecho
- ✓ Ajuste anatómico



## Beneficios

- ✓ Su diseño proporciona un soporte firme en la articulación y mantiene el hombro en su posición durante el proceso de recuperación
- ✓ Su material brinda un tratamiento confortable, libre de sudoración
- ✓ Libre de costuras, con banda ajustable antialérgica para mayor confort y bienestar
- ✓ Ideal para personas con alergia al neopreno

## Indicaciones:

- Dolor y molestias por bursitis y tendinitis
- Trauma en tejidos blandos
- Subluxación de la articulación escapular
- Ligera inestabilidad
- Lesión escapular
- Rehabilitación postoperatoria
- Soporte para enfermedades articulares agudas y crónicas
- Procesos dolorosos de larga duración
- Otras que el profesional considere

### Advertencia:

En caso de irritación consulte al profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Medida del brazo en cm	
S	≤ 23	
M	≤ 26	
L	≤ 30	
XL	≤ 36	



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO SUPERIOR BLANDO

# Soporte para codo con almohadilla en gel

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **EB-007** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

## Características

- ✓ Tejido en elástico resistente y suave
- ✓ Diseño tubular anatómico libre de costuras
- ✓ Almohadilla en gel siliconado
- ✓ Tejido más suave en la articulación del codo
- ✓ Amplia cobertura en brazo y antebrazo
- ✓ Se adapta al codo izquierdo o derecho
- ✓ Brazaletes con cierre en velcro



## Indicaciones:

- Proceso inflamatorio
- Epicondilitis (Codo de tenista)
- Epitrocleititis (Codo de Golfista)
- Inestabilidad articular
- Rehabilitación post- operatoria
- Soporte y protección en actividad laboral o deportiva

## Advertencia:

En caso de irritación consulte al profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Medida del brazo en cm	Medida del antebrazo en cm	
S	$\theta \leq 24$	$\theta \leq 22$	
M	$\theta \leq 27$	$\theta \leq 23$	
L	$\theta \leq 28$	$\theta \leq 24$	
XL	$\theta \leq 29$	$\theta \leq 25$	

## Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable, libre de sudoración, evitando la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su amplia cobertura en longitud (23,5 cm) mejora la estimulación propioceptiva = fuerza muscular
- ✓ Sus almohadillas a nivel externo e interno del codo concentran la presión en los tendones externos (Epicondilitis) y los tendones en la parte interna del codo (Epitrocleititis) disminuyendo el dolor y la inflamación
- ✓ Tejido más suave en la parte posterior evita irritación al articular
- ✓ Su brazaletes permite mayor compresión en los músculos extensores



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO SUPERIOR BLANDO

# Soporte codo de tenista o golfista en neopreno

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **EB-003** TALLA: **Única** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

## Características

- ✓ Banda ajustable con cierre de velcro
- ✓ Diseño anatómico y ligero
- ✓ Material transpirable y acolchado
- ✓ Compresión focalizada en el antebrazo
- ✓ Uso para brazo derecho o izquierdo



## Indicaciones:

- Epicondilitis lateral (codo de tenista)
- Epicondilitis medial (codo de golfista)
- Actividades deportivas y laborales repetitivas
- Uso preventivo y durante la recuperación

## Advertencia:

En caso de irritación consulte al profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Medida del brazo en cm	Medida del antebrazo en cm	
UNIVERSAL	$\theta \leq 24$	$\theta \leq 22$	

## Beneficios

- ✓ Reduce el dolor en codo y antebrazo
- ✓ Mejora la estabilidad muscular
- ✓ Disminuye la tensión durante la actividad
- ✓ Permite movimiento cómodo y seguro



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO SUPERIOR BLANDO

# Soporte para muñeca

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: WT-002    TALLA: UNIVERSAL    UNIDAD: UNO    COLOR: BEIGE

## Características

- ✓ Elástico respirable de alta calidad
- ✓ Diseño en tubo definido con costura y velcro
- ✓ Hipo alérgica (libre de látex)
- ✓ Ambidiestra



## Indicaciones:

- Inflamación de la articulación de la muñeca
- Dolor e inflamación por actividad repetitiva de la muñeca
- Prevenir lesiones en actividades deportivas

## Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Diámetro	Muñeca	
Mínimo	Máximo	
$\theta \leq 14\text{cm}$	$\theta \leq 17\text{cm}$	

## Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable, libre de sudoración, evitando la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Fácil ajuste y cierre rápido
- ✓ Proporciona apoyo firme y confortable
- ✓ Complemento en procesos de rehabilitación



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO SUPERIOR RÍGIDO

# Férula para muñeca Túnel carpiano

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **WT-037** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

## Características

- ✓ Diseñada en poliéster, nylon y elástico
- ✓ Interior acolchado
- ✓ Longitud de 20,5 cm
- ✓ Cierre en velcro extra-ancho
- ✓ Férula palmar en posición funcional
- ✓ Orificios para pulgar en ambos extremos
- ✓ Se adapta a la mano derecha y la izquierda



## Beneficios

- ✓ La combinación de sus materiales micro perforados brindan un tratamiento confortable libre de sudoración, evitando la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su Longitud (20,5cm) brinda mayor estabilidad minimizando el tiempo de recuperación
- ✓ Sus brazaletes extra-anchos ejercen mayor compresión disminuyendo el dolor
- ✓ Sus orificios en pulgar derecho como izquierdo - ambidiestro - permite combinar un tratamiento bilateral
- ✓ La composición de sus materiales brindan compresión y confort superior en uso del tratamiento nocturno
- ✓ Su talla única se ajusta a anatomías de contextura delgada y contextura gruesa

## Indicaciones:

- Síndrome del túnel del carpo
- Lesión del fibrocartílago triangular (TFCC)
- Parálisis del nervio radial
- Artritis reumatoidea
- Rehabilitación post operatoria

## Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Diámetro	Muñeca	
Mínimo	Máximo	
$\theta \leq 15\text{cm}$	$\theta \leq 29\text{cm}$	



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Férula muñeca y pulgar

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FG-010** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **GRIS**

### Características

- ✓ Diseño anatómico que brinda soporte a la muñeca y estabiliza el pulgar.
- ✓ Férula integrada que limita movimientos indebidos sin inmovilizar totalmente la mano.
- ✓ Ajuste seguro mediante correas de velcro regulables.
- ✓ Cómoda, ligera y adecuada para uso diario.



## Indicaciones:

- Síndrome del túnel carpiano
- Tendinitis y tenosinovitis (como De Quervain).
- Esguinces de muñeca y pulgar.
- Artritis o artrosis en muñeca y pulgar.
- Lesiones por esfuerzo repetitivo.
- Recuperación postoperatoria o postraumática.

### Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

Diámetro	Muñeca	
Mínimo	Máximo	
$\theta \leq 15\text{cm}$	$\theta \leq 29\text{cm}$	



## Beneficios

- ✓ Ayuda a reducir el dolor y la inflamación.
- ✓ Brinda estabilidad y soporte a la articulación de la muñeca y al pulgar.
- ✓ Favorece una correcta posición durante la recuperación.
- ✓ Permite realizar actividades diarias con mayor seguridad y comodidad.
- ✓ Previene movimientos que puedan agravar la lesión.



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Férula Mallet con correa

MARCA:  
Neoflex Aid **NEO FLEX AID**

CÓDIGO: TALLA: UNIDAD: COLOR:  
**FG-006-B 1, 2, 3, 4, 5, 6 UNO BEIGE**

### Características

- ✓ Férula en polipropileno rígido con diseño anatómico, con opción de varios tamaños y múltiples usos. A diferencia de otros diseños este dispositivo brinda beneficios adicionales que permiten control visual ajuste gradual en el proceso desinflamatorio



### Beneficios

- A** Trazo abierto anterior para ajuste gradual en proceso desinflamatorio
- B** Ventana a nivel de la uña para control visual posibles cambios en el proceso de curación
- C** Perforado que garantiza aireación
- D** Correa en velcro para fácil ajuste que brindan ahorro en la compra de cintas adhesivas



## Indicaciones:

- Fractura en falange distal
- Esguince en falange distal
- Protege y alivia el dedo lastimado
- Promueve su curación
- Post operatorio

### Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

### Contraindicación:

Ninguna conocida

MEDIDAS PARA ELECCIÓN DE TALLA		
TALLA	LONGITUD	DIÁMETRO
#1	5 cm	6 cm
#2	5,5 cm	6,2 cm
#3	5,7 cm	6,3 cm
#4	5,9 cm	7,3 cm
#5	6,1 cm	8,3 cm
#6	6,3 cm	8,4 cm



### Orientación para elección de la talla

Elija el # y pruebe el tamaño en la falange de la mano contraria. Posicione la férula en el dedo lesionado, si está inflamado, la abertura central se ajustará gradualmente durante el proceso desinflamatorio



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO SUPERIOR RÍGIDO

# Férula para dedos con correa

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FG-002** TALLA: **S, M, L** UNIDAD: **UNO** COLOR: **AZUL**

## Características

- ✓ Fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia
- ✓ Diseño ligero, anatómico y ergonómico
- ✓ Orificios de ventilación para mayor comodidad
- ✓ Sistema de ajuste con bandas de velcro suaves y seguras
- ✓ Bordes redondeados para evitar irritaciones
- ✓ Reutilizables y fáciles de limpiar



## Beneficios

- ✓ Proporciona inmovilización efectiva del dedo lesionado
- ✓ Favorece una recuperación segura y controlada
- ✓ Reduce el riesgo de movimientos involuntarios
- ✓ Brinda comodidad y estabilidad durante el uso prolongado
- ✓ Fácil colocación y retiro, ideal para uso clínico o domiciliario
- ✓ Producto duradero, ideal para venta institucional y retail

## Indicaciones:

- Fracturas de falanges
- Luxaciones y esguinces de dedos
- Lesiones tendinosas
- Procesos postquirúrgicos
- Artritis y patologías inflamatorias de los dedos
- Inmovilización preventiva en actividades específicas
- Uso recomendado bajo indicación médica o terapéutica

## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Longitud	Ancho
S	7 cm	1,5 cm
M	10 cm	1,5 cm
L	12 cm	1,5 cm



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

# Férula dedil con correa

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FG-005** TALLA: **S, M, L, XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **BLANCO**

## Características

- ✓ Férula de semi-rígida para inmovilización en flexión o extensión
- ✓ Brazos maleables para ajuste
- ✓ Acolchado cómodo en espuma



## Beneficios

- ✓ Diseño anatómico, acolchado y cubrimiento total del dedo, con opción de varios tamaños. A diferencia de otras marcas posee el sistema de ajuste con correas en velcro que brindan ahorro en la compra de cintas adhesivas para su fijación.
- ✓ Diseño anatómico, con brazos maleables de ajuste que brindan seguridad y facilidad de reposicionarlo durante el proceso de desinflación

## Indicaciones:

- Fractura o esguince en falange distal, medial y proximal
- Protege y alivia el dedo lastimado
- Promueve su curación
- Post operatorio


## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Longitud	Ancho
S	5,5 cm	6 cm
M	6,5 cm	6 cm
L	7,5 cm	6 cm
XL	8,5 cm	6 cm



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

MIEMBRO SUPERIOR RÍGIDO

# Férula dedil tipo béisbol

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FG-001** TALLA: **S, M, L** UNIDAD: **UNO** COLOR: **ESPUMA AZUL**

## Características

- ✓ Férula de aluminio semi-rígida para inmovilización en flexión o extensión
- ✓ Brazos maleables para ajuste
- ✓ Acolchado cómodo en espuma



## Beneficios

- ✓ Diseño anatómico, con brazos maleables de ajuste que brindan seguridad y facilidad de reposicionarlo durante el proceso de desinflación


## Indicaciones:

- Fractura en falange distal, medial y proximal
- Esguince en falange distal, medial y proximal
- Protege y alivia el dedo lastimado
- Promueve su curación
- Post operatorio

## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

Talla	Longitud	Ancho
S	7 cm	1,5 cm
M	10 cm	1,5 cm
L	12 cm	1,5 cm



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO SUPERIOR RÍGIDO


# Férula dedil tipo rana

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: TALLA: UNIDAD: COLOR:  
**FG-004 S, M, L UNO ESPUMA AZUL**

## Características

- ✓ Férula de aluminio semi-rígida para inmovilización del falange en posición
- ✓ Brazos maleables para ajuste
- ✓ Acolchado cómodo en espuma



## Indicaciones:

- Fractura en falange distal, medial y proximal
- Esguince en falange distal, medial y proximal
- Protege y alivia el dedo lastimado
- Promueve su curación
- Post operatorio


## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Longitud	Ancho
S	7 cm	6 cm
M	7,5 cm	7 cm
L	8 cm	9 cm



## Beneficios

- ✓ Diseño anatómico, con brazos maleables de ajuste que brindan seguridad y facilidad de MIEMBRO SUPERIOR RÍGIDO, reposicionarlo durante el proceso de desinflación



## REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

## EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Soporte rodilla con almohadilla de gel

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **KN-005** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **AZUL | GRIS**

### Características

- ✓ Tejido de punto elástico libre de costuras
- ✓ Cuatro (4) tipos de elástico (diseño 4D)
- ✓ Almohadilla patelar en gel visco-elástico
- ✓ Estancias laterales en acero flexible
- ✓ Ojales en posición medial y lateral
- ✓ Bordes superior e inferior en silicona



### Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su diseño 4D propicia la compresión ideal y el máximo conform
- ✓ Sus estancias laterales garantizan mayor estabilidad a la articulación
- ✓ Combinación de cuatro tipos de elásticos reduce el tiempo de recuperación
- ✓ Almohadilla patelar ancha reduce el dolor y la hinchazón patelo/femoral
- ✓ Ojales en la parte superior (interior) facilitan su colocación e integridad de la prenda
- ✓ Línea interna en silicona grado médico ejerce función antideslizante

### Indicaciones:

- Debilidad de músculos
- Inestabilidad de ligamentos colaterales
- Dislocación patelo/femoral
- Artrosis
- Esguince grado I y II
- Tratamiento post operatorio
- Protección en deporte de alto rendimiento

### Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Muslo A	Pantorrilla B	Flexione la rodilla a 30°
S	$\theta \leq 43$	$\theta \leq 34$	
M	$\theta \leq 45$	$\theta \leq 35$	
L	$\theta \leq 48$	$\theta \leq 37$	
XL	$\theta \leq 50$	$\theta \leq 40$	



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO INFERIOR BLANDO

# Soporte ligamento de rodilla

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: **KN-108** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **AZUL | GRIS**

## Características

- ✓ Tejido de punto elástico libre de costuras
- ✓ Diseño anatómico ambidiestra
- ✓ Zona patelar cerrada
- ✓ Bandas elásticas en posición medial y lateral
- ✓ Bordes superior e inferior en silicona



## Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su diseño propicia la compresión ideal y el máximo conform
- ✓ Combinación de cuatro tipos de elásticos reduciendo el tiempo de recuperación
- ✓ No genera arrugas en la zona poplítea evitando irritación cutánea
- ✓ Zona patelar cerrada garantiza la estabilidad rotacional y reduce el dolor y la hinchazón patelo/femoral
- ✓ Proporciona doble estabilidad por compresión mejorando la inestabilidad ligamentaria antero-posterior
- ✓ Línea interna superior e inferior en silicona grado médico ejerce función antideslizante

## Indicaciones:

- Lesión de ligamentos antero-posterior
- Inestabilidad rotacional de la rodilla
- Protección en deporte que requiera movimientos bruscos y cambio de dirección repentinos, como baloncesto, fútbol, tenis y vóleibol

## Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Muslo A	Pantorrilla B	Flexione la rodilla a 30°
S	$\theta \leq 38$	$\theta \leq 32$	
M	$\theta \leq 40$	$\theta \leq 34$	
L	$\theta \leq 44$	$\theta \leq 36$	
XL	$\theta \leq 46$	$\theta \leq 38$	



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO INFERIOR BLANDO

### Férula corta para rodilla con refuerzo patelar

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: **KN-015** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

### Características

- ✓ Construida en neopreno reforzado (grosor 3 mm)
- ✓ Almohadilla patelar ancha en visco-elástica
- ✓ Diseño abierto para talla universal
- ✓ Cierre en velcro para ajuste de talla
- ✓ Correas supra e infra patelar
- ✓ Escote en su parte posterior
- ✓ Libre de costura
- ✓ Libre de látex



## Indicaciones:


- Inflamación y dolor por artritis
- Subluxación patelar
- Artrosis patelar
- Esguince leve a nivel de la rodilla
- Debilidad de músculos y ligamentos
- Tratamiento post operatorio

### Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

Guía de medición de talla		
Mínimo	Máximo	
$\theta \leq 28\text{cm}$	$\theta \leq 46\text{cm}$	

## Beneficios

- ✓ El grosor del neopreno garantiza una legítima compresión, una dimensión extra de alivio y mayor durabilidad del producto
- ✓ Su almohadilla reforzada permite la estabilización estática de la patela
- ✓ Su escotadura posterior no genera arrugas en la zona poplítea evitando irritación cutánea
- ✓ Fácil de colocar en pacientes con limitación o requieren de un cuidador
- ✓ Provee las condiciones de brindar estabilidad en su diseño corto
- ✓ Brinda calor terapéutico



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Soporte rodilla con estabilizadores laterales

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: **KN-007** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

### Características

- ✓ Construida en elástico suave
- ✓ Refuerzos laterales flexible
- ✓ Diseño abierto y contorneado en el área de la rótula o patela
- ✓ Libre de costuras



### Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su material proporciona compresión adecuada y reduce la hinchazón y el dolor
- ✓ No genera arrugas en la zona poplítea evitando irritación cutánea
- ✓ Sus refuerzos laterales flexibles maximiza el apoyo en la marcha y moderan el apoyo medial/lateral
- ✓ Su diseño abierto controla la dislocación leve de la patela
- ✓ Ideal para personas con alergia al neopreno

### Indicaciones:

- Artritis y artrosis
- Proceso inflamatorio
- Inestabilidad articular
- Contusiones y esguinces
- Tratamiento post operatorio
- Soporte y protección en actividad deportiva y laboral

### Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Muslo A	Pantorrilla B	Flexione la rodilla a 30° 
S	θ ≤ 38	θ ≤ 32	
M	θ ≤ 40	θ ≤ 34	
L	θ ≤ 44	θ ≤ 36	
XL	θ ≤ 46	θ ≤ 38	



#### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

#### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

**MIEMBRO INFERIOR BLANDO**

# Soporte para rodilla tubular

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **KN-001** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**



## Características

- ✓ Diseño tubular simple libre de costuras
- ✓ Elástico suave transpirable de alta calidad
- ✓ Bordes superior con hilo elástico
- ✓ Tejido más suave en la parte anterior



## Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Brinda soporte anatómico a los músculos débiles de la rodilla
- ✓ En contusiones ofrece un ajuste confortable
- ✓ Apoyo firme y seguro en actividades normales
- ✓ Protección en deporte o ejercicios suaves

## Indicaciones:

- Esguince
- Contusión
- Protección

### Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Muslo A	Pantorrilla B	Flexione la rodilla a 30°
S	$\theta \leq 37$	$\theta \leq 31$	
M	$\theta \leq 39$	$\theta \leq 34$	
L	$\theta \leq 42$	$\theta \leq 35$	
XL	$\theta \leq 44$	$\theta \leq 37$	



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

**MIEMBRO INFERIOR BLANDO**

**Soporte para tobillo tipo media**

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **AK-001** TALLA: **S, M, L** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

**Características**

- ✓ Elaborado en tejido elástico resistente
- ✓ Libre de costuras, transpirable
- ✓ Talón descubierto



**Indicaciones:**

- Ligeras contusiones y esguince grado I
- Soporte y prevención de lesión en actividad laboral o deportiva
- Procesos inflamatorios
- Postquirúrgico

**Advertencia:**

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

**Contraindicación:**

Ninguna conocida

Talla	Medida del tobillo en cm	
S	0 ≤ 21	
M	0 ≤ 23	
L	0 ≤ 25	

**Beneficios**

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Garantiza mayor estabilidad por compresión
- ✓ Su tejido suave anterior evitar pliegues al articular
- ✓ Diseño anatómico para una perfecta adaptación



**REQUISITO:**

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

**MIEMBRO INFERIOR BLANDO**

# Soporte para tobillo con banda

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **AK-004** TALLA: **S, M, L, XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**



## Características

- ✓ Elaborado en tejido elástico resistente
- ✓ Libre de costuras, transpirable
- ✓ Tejido más suave en la parte anterior
- ✓ Banda elástica transpirable adicional en forma de 8
- ✓ Talón descubierto



## Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Proporciona doble estabilidad por compresión
- ✓ Su tejido suave anterior evitar pliegues al articular
- ✓ Diseño anatómico para una perfecta adaptación

## Indicaciones:

- Inestabilidad del tobillo
- Ligera contusión y esguince grado I
- Debilidad de ligamentos, tras la retirada del vendaje enyesado
- Soporte y prevención de lesión en actividad laboral o deportiva
- Procesos inflamatorios
- Postquirúrgico
- Artrosis

### Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

Talla	Medida del tobillo en cm
S	θ ≤ 21
M	θ ≤ 23
L	θ ≤ 25
XL	θ ≤ 28




### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

# Bota Walker corta para tobillo

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FT-010** TALLA: **S, M y L** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

## Características

- ✓ Dos montantes laterales de aleación de aluminio moldeables
- ✓ Suela en polipropileno, forma de balancín de bajo perfil
- ✓ Botín acolchado transpirable con forro suave
- ✓ Almohadillas en espuma Eva para protección de los tobillos
- ✓ Correas circunferenciales de ajuste firme, diseñadas para resistir la tracción durante la marcha
- ✓ Ambidiestro (pie derecho o pie izquierdo)



## Beneficios

- ✓ Sus montantes son moldeables, permitiendo un ajuste perfecto a la morfología del paciente
- ✓ Su suela con diseño en balancín permite "micro-movimientos" acelerando la recuperación más rápidamente al evitar la atrofia muscular que sucede en los casos de inmovilización total con vendas enyesadas
- ✓ Mantiene el pie fresco durante la rehabilitación, para un tacto suave y confortable en la piel evitando la picazón en el área inmovilizada
- ✓ Nivel de comodidad e higiene superior para el paciente
- ✓ Facilidad de aplicación
- ✓ Evita el paso a la sala de yeso y recambio de yeso

## Indicaciones:

- Estabiliza e inmovilizan en caso de fracturas y otras lesiones en la parte inferior de la pierna, el tobillo o el pie
- Sustituye el uso de vendas enyesadas si el especialista lo considera necesario
- Control de una herida o recambio de apósito para heridas
- Permite una mejor prevención de los episodios de flebitis
- Reducir los problemas de edema y embolia pulmonar generados por el uso de un yeso
- Postquirúrgico

## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista

## Contraindicación:

Paciente con sensibilidad cutánea excesiva o enfermedad que afecte la coagulación

MEDIDAS DEL PRODUCTO		
ALTURA	LONG. SUELA	ANC.SUELA
28 cm	25 cm	9 cm
28 cm	28 cm	10 cm
28 cm	31 cm	11 cm

GUÍA MEDICIÓN DE TALLA		
TALLA	LONG.PIE	CALZADO
S	22-24cm	34-36
M	25-27cm	37-39
L	28-30cm	40-42



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

# Bota Walker larga tipo CAM

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FT-019** TALLA: **S, M, L** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

## Características

- ✓ Dos montantes laterales de aleación de aluminio moldeables
- ✓ Suela en polipropileno, forma de balancín de bajo perfil
- ✓ Botín acolchado transpirable con forro suave
- ✓ Almohadillas en espuma eva para protección de los tobillos
- ✓ Correas circunferenciales para ajuste resistente a la tracción de la marcha
- ✓ Ambidiestro (pie derecho o pie izquierdo)



## Beneficios

- ✓ Sus montantes son moldeables, permitiendo un ajuste perfecto a la morfología del paciente
- ✓ Su suela con diseño en balancín permite "micro-movimientos" acelerando la recuperación más rápidamente al evitar la atrofia muscular que sucede en los casos de inmovilización total con vendas enyesadas
- ✓ Mantiene el pie fresco durante la rehabilitación, para un tacto suave y confortable en la piel evitando la picazón en el área inmovilizada
- ✓ Nivel de comodidad e higiene superior para el paciente
- ✓ Facilidad de aplicación
- ✓ Evita el paso a la sala de yeso y recambio del yeso

## Indicaciones:

- Estabiliza e inmovilizan en caso de fracturas y otras lesiones en la parte inferior de la pierna, el tobillo o el pie
- Sustituye el uso de vendas enyesadas si el especialista lo considera necesario
- Control de una herida o recambio de apósito para heridas
- Permite una mejor prevención de los episodios de flebitis
- Reducir los problemas de edema y embolia pulmonar generados por el uso de un yeso
- Postquirúrgico

## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista

## Contraindicación:

Paciente con sensibilidad cutánea excesiva o enfermedad que afecte la coagulación

MEDIDAS DEL PRODUCTO		
ALTURA	LONG. SUELA	ANC.SUELA
37 cm	25 cm	9 cm
39 cm	28 cm	10 cm
41 cm	31 cm	11 cm

GUÍA MEDICIÓN DE TALLA		
TALLA	LONG.PIE	CALZADO
S	22-24cm	34-36
M	25-27cm	37-39
L	28-30cm	40-42



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

# Férula para pie caído OTP

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: TALLA: UNIDAD: COLOR:  
**FT-055 S/M y L/XL UNO BLANCO|AZUL**

ANATÓMICA: **DISEÑO PARA PIE IZQUIERDO**  
**DISEÑO PARA PIE DERECHO**

## Características

- ✓ Fabricado en polipropileno preformado a 90°
- ✓ Altamente duradero y peso ligero.
- ✓ Banda anchas y acolchada.
- ✓ Diseño panorámico en la pantorrilla y talón



## Beneficios

- ✓ Cubre el tobillo y el pie ejerciendo la función de levantarlo y controlar la inestabilidad al caminar
- ✓ Ajuste para la marcha mediante banda ancha acolchada para evitar lesiones en la piel y banda adicional para caminar en casa libre del calzado
- ✓ Diseño anatómico para excelente ajuste del pie izquierdo o pie derecho

## Indicaciones:

- Condición conocida como "Pie caído"
- Lesión de Nervio Periférico
- Dificultad para realizar la dorsi flexión del tobillo

## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista

## Contraindicación:

No hay contraindicación absoluta. El especialista evaluará pertinencias

MEDIDAS DEL PRODUCTO			
TALLA	ALTURA	LONG. SUELA	ANC. SUELA
S/M	26,5 cm	24 cm	6,5 cm
L/XL	29,5 cm	27,5 cm	6,5 cm
S/M	26,5 cm	24 cm	6,5 cm
L/XL	29,5 cm	27,5 cm	6,5 cm

GUÍA MEDICIÓN DE TALLA			
TALLA	PIE	LONG. PIE	CALZADO
S/M	IZQ	22-24 cm	35 - 38
L/XL	IZQ	25-27 cm	39 - 42
S/M	DER	22-24 cm	35 - 38
L/XL	DER	25-27 cm	39 - 42



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

# Férula postoperatoria para rodilla

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: **KN-076** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

## Características

- ✓ Barras laterales telescópicas
- ✓ "Un botón pulsador" para ajuste de la longitud
- ✓ Reloj o bisagras con lectura (ROM) en flexión desde 0° hasta a 120°, o bloqueo total para cumplir la función de inmovilizador.
- ✓ Cuatro (4) cintas anchas acolchadas en material suave



## Beneficios

- ✓ Su botón pulsador permite ajustarse a diferentes anatomías del miembro inferior cuatro (4) opciones de longitud:
  - o Fémur y tibia corto = 53 cm
  - o Fémur largo y tibia corto = 56,5 cm
  - o Fémur corto y tibia largo = 58 cm
  - o Fémur y tibia larga = 64,5 cm
- ✓ Su reloj o bisagras brindan mayor opción de control flexo extensión
  - o Rango en flexión: 0° -15° -30° -45° -60° -75° -90°
  - o Rango en extensión: 0° -15° -30° -45° -60° -75° -90°
  - o Bloqueo total en extensión para cumplir la función de inmovilizador

Sus cuatro (4) cintas anchas acolchadas proporcionan una fuerza opuesta deseable y se ajustan a anatomías delgadas o gruesas en fémur y tibia.

## Indicaciones:

- Pre quirúrgica de rodilla
- Control del rango de movimiento del miembro inferior
- Rehabilitación post quirúrgica
- Actividades deportivas que tengan mayor riesgo de re-ruptura de ligamentos de la rodilla

## Advertencia:

- Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista
- No tome decisiones propias de hacer cambios en el reloj o ROM

## Contraindicación:

No hay contraindicación absoluta. El especialista evaluará pertinencias

MEDIDAS DEL PRODUCTO		GUÍA MEDICIÓN TALLA
LONG. MÍN	LONG. MÁX	Ajuste independiente de extensión en fémur o tibia
53 cm	64,5 cm	



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

# Plantilla completa punto azul

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **GL-013** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **PAR** COLOR: **BLANCO Y AZUL**

## Características

- ✓ **Elaborada en silicona 100% grado médico**
- ✓ **Fabricada en dos tipos de silicona:**
  - Color azul extra blando.
  - Color blanco menos denso.
- ✓ **Hipoalergénico**
- ✓ **Diseño anatómico con arco frontal extra blando en la zona metatarsial**
- ✓ **Punto central extra blando en la zona del talón**
- ✓ **Conserva su estructura y se adapta a la temperatura corporal**



## Beneficios

- ✓ **Silicona de alta resistencia al peso corporal y uso diario.**
- ✓ **A nivel de la zona metatarsial en posición de puntillas, el arco frontal azul amortigua la presión de los tendones flexores y extensores ayudando a prevenir la tendencia a formar dedos en «garra»**
- ✓ **Redistribución de la presión plantar a nivel del talón durante la marcha, en posición estática o sobrepeso, evitando o debilitando el espolón calcáneo.**
- ✓ **Aporta una mayor estabilidad a nivel del retropié y mediopié evitando la evolución negativa de diferentes patologías.**

## Indicaciones:

- Talalgia
- Metatarsalgias
- Espolón calcáneo
- Pie diabético
- Pies dolorosos o cansados
- Práctica del deportiva

## Recomendación:

Si las plantillas son para uso diferente a pies dolorosos o cansados por jornadas de pie, espolón calcáneo, sobrepeso o largas caminadas (Ej. Fascitis plantar, pie diabético o metatarsalgias), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia.

## Advertencia:

Si por causa al uso de este tipo de plantillas existiera un aumento en molestias o dolor, no solo en pies sino en espalda, consulte con el profesional de la salud.

## Contraindicación:

Ninguna conocida

MEDIDA POR TALLA		ELECCIÓN DE TALLA	
LONGITUD	ANCHO	TALLA	CALZADO
23 cm	8 cm	S	35 - 36
25 cm	9 cm	M	37 - 38
27 cm	9,5 cm	L	39 - 40
29 cm	10 cm	XL	41 - 42

### Tipo de calzado



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## LÍNEA PODOLOGÍA

# Almohadilla para talón punto azul

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **GL-004** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **PAR** COLOR: **BLANCO Y AZUL**

## Características

- ✓ Elaborada en **silicona** 100% grado médico
- ✓ Punto azul extra blando
- ✓ Paredes en forma de copa con diseño bilateral.
- ✓ Se adapta a la temperatura corporal conservando su estructura
- ✓ Hipoalergénico



## Beneficios

- ✓ **Silicona de alta resistencia al peso corporal y uso diario.**
- ✓ **Su punto central debilita con mayor rapidez el espolón calcáneo**
- ✓ **Amortigua los puntos de carga y cansancio durante la marcha como en posición estática**
- ✓ **Su diseño de copa disminuye el dolor en el talón de Aquiles**

## Indicaciones:

- Espolón calcáneo
- Lesión del tendón de Aquiles o gemelos
- Bursitis en talón
- Prevención a espolón por sobrepeso
- Labores de pie que generen cansancio

## Recomendación:

Para uso de este dispositivo médico diferente a tratamiento del espolón calcáneo, sobre peso o jornadas de pie (Ej. Lesión del tendón de Aquiles o gemelos, bursitis en talón, diabetes), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

## Advertencia:

Si por causa al uso de este tipo de almohadillas existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

MEDIDA POR TALLA	
LONGITUD	ANCHO
5 cm	8 cm
5,5 cm	9,5 cm
7 cm	10 cm
7 cm	11,5 cm

ELECCIÓN DE TALLA	
TALLA	CALZADO
S	33 - 35
M	36 - 38
L	39 - 41
XL	42 - 43

### Tipo de calzado



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Copa para talón. Tipo TULI'S

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **GL-033** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **PAR** COLOR: **TRANSPARENTE**


### Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Más capas en altura
- ✓ Diseño de multiceldas en forma de colmena
- ✓ Cuarenta y cuatro (44) celdas reforzadas
- ✓ Resistente y flexible
- ✓ Alto impacto



### Beneficios

- ✓ Su altura de 1,2 cm en el talón en combinación con las 44 multiceldas reforzada brinda grandes beneficios:
  - Máxima amortiguación por impactos
  - Resiste hasta 85 kilos al alto impacto
  - Absorbe los impactos de forma natural en sus pies
  - Promueve estabilidad y alineación
  - Brinda mayor confort en la marcha o estar de pie
  - Disminución de cansancio en los pies
  - Preserva la salud de los pies
  - Más durabilidad en el tiempo y adaptable a muchos tipos de calzado
  - Su material flexible permite que su talla única se adapte a cualquier zapato



Silicona resistente y multiceldas reforzadas

### Indicaciones:

- Alivio del dolor del Talón
- Absorción de impactos en el talón
- Disminución de cansancio
- Sobrepeso
- Prevención o tratamiento por presión en el tendón de Aquiles
- Prevención o tratamiento por inflamación de la placa de crecimiento del hueso del talón (calcáneo) en niños y adolescentes en crecimiento ( enfermedad de Sever)
- Otras que el profesional de la salud considere

### Recomendación:

Para uso de este dispositivo médico diferente a tratamiento a absorción de impactos, disminución de cansancio en los pies, sobrepeso, promover estabilidad y alineación (Ej. tratamiento en lesión de adolescente de la enfermedad de Sever del o tendón de Aquiles), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

### Advertencia:

Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

MEDIDAS		GUÍA MEDICIÓN TALLA	
LONGITUD	ANCHO	TALLA	CALZADO
10,5cm	7cm	UNIVERSAL	35 a 42

#### Tipo de calzado



#### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

#### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## LÍNEA PODOLOGÍA

### Separador para dedos del pie con anillo

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: TALLA: UNIDAD: COLOR:  
**GL-016 UNIVERSAL PAR TRANSPARENTE**

## Características

- ✓ Elaborada en silicona  
100% grado médico
- ✓ Anillo de sujeción en el  
segundo dedo del pie
- ✓ Anatómico
- ✓ Hipoalergénico



## Beneficios

- ✓ Alinea la articulación proximal entre los dedos
- ✓ Absorbe la presión y fricción aliviando las molestias asociadas con la abducción del dedo
- ✓ Anatómicamente diseñado para adaptarse cómodamente entre los dedos

## Indicaciones:

- Prevenir juanetes
- Deformidad del juanete (hallux valgus)
- Disfunción biomecánicas en la pisada
- Otras que el profesional de la salud considere

## Recomendación:

Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir o el inicio de separación del dedo gordo hacia adentro (hallux valgus), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia para uso en Ej. Disfunción de la neuroma interdigital, desalineación en dedos mediales o disfunción biomecánica en la pisada

## Advertencia:


Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

MEDIDAS		GUÍA MEDICIÓN TALLA	
LONGITUD	ANCHO	TALLA	CALZADO
9,5 cm	7 cm	ÚNICA	N/A

### Tipo de calzado



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Separador para dedos del pie tipo carrete

MARCA:  
**Neoflex Aid**

CÓDIGO: TALLA: COLOR:  
**GL-015 UNIVERSAL TRANSPARENTE**

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Diseño anatómico que se adapta cómodamente al dedo
- ✓ Material suave y flexible, agradable al contacto con la piel
- ✓ Color neutro y discreto
- ✓ Reutilizable y fácil de limpiar
- ✓ Tamaño ergonómico para un ajuste seguro
- ✓ No invasivo y fácil de colocar



## Beneficios

- ✓ Alinea la articulación proximal entre los dedos
- ✓ Absorbe la presión y fricción aliviando las molestias asociadas con la abducción del dedo
- ✓ Anatómicamente diseñado para adaptarse cómodamente entre los dedos
- ✓ Mejora la comodidad al caminar
- ✓ Protege la piel de irritaciones y lesiones, contribuye al bienestar y cuidado diario de los pies

## Indicaciones:

- Prevenir juanetes
- Deformidad, prevención y tratamiento del juanete (hallux valgus)
- Disfunción biomecánicas en la pisada
- Alivio de rozaduras y presión entre los dedos del pie
- Protección en casos de callosidades, ampollas o dedos superpuestos
- Otras que el profesional de la salud considere

## Recomendación:

Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir la presión en la zona metatarsial por el uso tacones, prevenir laceración sobre las cabezas metatarsales por la constante presión en esta zona (Ej. Dolor al caminar en el antepie o zona metatarsial o callosidades metatarsales) consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

## Advertencia:


Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

MEDIDAS		GUÍA MEDICIÓN TALLA	
LONGITUD	ANCHO	TALLA	CALZADO
6cm	8cm	ÚNICA	36 a 40

### Tipo de calzado



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## LÍNEA PODOLOGÍA

# Separador para dedos del pie con protector

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: **GL-018** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **PAR** COLOR: **TRANSPARENTE**

## Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Anillo de sujeción en el primer dedo del pie
- ✓ Anatómico
- ✓ Hipoalergénico



## Beneficios

- ✓ Protege mientras el separador alinea la articulación proximal entre los dedos
- ✓ Protege aliviando las molestias asociadas con la abducción del dedo
- ✓ Diseño anatómico para adaptarse cómodamente al contorno de los huesos sesamoideos

## Indicaciones:

- Proteger los huesos sesamoideos
- Deformidad del juanete (hallux valgus)
- Disfunción biomecánicas en la pisada
- Otras que el profesional de la salud considere

## Recomendación:

Para uso de este dispositivo médico en tratamiento diferente a proteger la deformidad del juanete y aliviar el dolor producido por el calzado o ejercer separación del dedo gordo hacia adentro hallux valgus (Ej. disfunción biomecánica en la pisada o desalineación en dedos mediales) consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

## Advertencia:


Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

MEDIDAS		GUÍA MEDICIÓN TALLA	
LONGITUD	ANCHO	TALLA	CALZADO
11,5cm	9cm	ÚNICA	N/A

### Tipo de calzado



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## LÍNEA PODOLOGÍA

# Almohadilla para el metatarso

MARCA:  
**Neoflex Aid**

CÓDIGO: TALLA: UNIDAD: COLOR:  
**GL-007 UNIVERSAL PAR TRANSPARENTE**

## Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Anillo de sujeción en el segundo o tercer dedo del pie
- ✓ Anatómico
- ✓ Hipoalergénico



## Beneficios

- ✓ Material resistente a la descarga del pie en el uso de calzado con diseño en tacón
- ✓ Su diseño en almohadilla acolchada alivia el ardor o dolor en la zona de los metatarso

## Indicaciones:

- Metatarsalgias
- Queratosis

## Recomendación:

Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir la presión en la zona metatarsal por el uso tacones, prevenir laceración sobre las cabezas metatarsales por la constante presión en esta zona (Ej. Dolor al caminar en el antepie o zona metatarsal o callosidades metatarsales) consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

## Advertencia:

Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

MEDIDAS		GUÍA MEDICIÓN TALLA	
LONGITUD	ANCHO	TALLA	CALZADO
6cm	8cm	ÚNICA	36 a 40



## REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

## EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Cinta poliéster Stress

MARCA: **Pharmafix®**

### Características

- ✓ Área adhesiva recubierta en papel siliconado
- ✓ Cinta de tela en poliéster no tejida
- ✓ Adhesivo acrílico hipoalergénico
- ✓ Flexible (stress) hacia lo ancho
- ✓ Trazo central en zig zag
- ✓ Tubo central en plástico
- ✓ Estática a lo largo



## Beneficios

- ✓ Reemplaza el uso del microporo (oclusivo) y el esparadrapo
- ✓ Ideal para piel sensible (niños y adulto mayor)
- ✓ Transpirable (mantiene la herida limpia, seca y protegida contra la contaminación)
- ✓ Su material stress permite cubrir articulaciones sin restringir el movimiento
- ✓ Hipoalergénico
- ✓ Permeable al agua y al vapor del aire
- ✓ Su trazo central en zig zag facilita su colocación
- ✓ Tubo central en plástico permite conservar su forma hasta el final
- ✓ Variedad de tamaños para optimizar el área a tratar

### Indicaciones:

- Cubrir apósitos primarios o gasas postquirúrgicas
- Como apósito general en cualquier parte del cuerpo
- Fijación de catéteres, tubos de drenaje y otros instrumentos

## Recomendaciones de Uso

- No colocar directamente sobre la herida
- No ejerza estiramiento para posicionarlo, este efecto genera ampollas e irritación en la piel por tensión.
- Aplicar por el cuidador con las manos limpias secas. Colocarlo sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo.

### Advertencia:

- No usar si conoce alergias a sus componentes
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud

### Contraindicación:

Ninguna conocida

REFERENCIA	Dimensión total		Presentación	
	Ancho cm	Long mts	Rollos/Caja	Cajas/Caja
FIX5050	5 cm	5 mt	1	72
FIX5010	5 cm	10 mt	1	72
FIX1050	10 cm	5 mt	1	36
FIX1010	10 cm	10 mt	1	36
FIX1510	15 cm	10 mt	1	36



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

La Garantía será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Cinta poliuretano transparente

MARCA: **Pharmafix® PU**

### Características

- ✓ Compuesta en su parte central de cinta médica adhesiva transparente y en la parte superior e inferior por papel siliconado
- ✓ Adhesivo acrílico hipoalergénico
- ✓ Tubo central en plástico
- ✓ Impermeable
- ✓ Transpirable
- ✓ Flexible



## Beneficios

- ✓ Actúa como una sobre piel durante largo periodo (+ de 15 días) protegiendo los puntos más susceptibles de inicio a la escara
- ✓ Permite el control visual del área en tratamiento
- ✓ Riesgo reducido de ampollas por tensión
- ✓ Impide acumular sudor debajo de la cinta evitando la maceración
- ✓ Impermeable barrera bacteriana durante la ducha, piscina o mar
- ✓ Hipoalergénico y sensible a la presión al retirarlo sin dejar residuos
- ✓ Altamente adaptable que garantiza comodidad
- ✓ Protege la piel y tejidos de maceración
- ✓ Variedad de tamaños para optimizar el área a tratar

### Indicaciones:

- Prevención de escaras
- Retención del apósito principal o apósitos de baja adherencia
- Impermeabilización de apósitos secundarios y compresas
- Fijación de bolsa de pierna y dispositivo de estomas

## Recomendaciones de Uso

- No colocar directamente sobre la herida
- Si se produce hinchazón, afloje y vuelva a colocar la cinta o reemplácela para aliviar la tensión.
- Antes de la aplicación limpie la zona a tratar con alcohol o jabón antiséptico y espere entre 3 a 5 minutos que la piel seque.
- Aplicar por el cuidador con las manos limpias y secas

### Advertencia:

- No usar si conoce alergias a sus componentes
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud

### Contraindicación:

No usar sobre heridas infectadas, salvo bajo supervisión médica

REFERENCIA	Dimensión total		Presentación	
	Ancho/Pulgada	Long/Yarda	Rollos/Caja	Cajas/Caja
FIXPU5050	5 cm x 5 mt		2	72
FIXPU5010	5 cm x 10 mt		2	72
FIXPU1050	10 cm x 5 mt		1	36
FIXPU1010	10 cm x 10 mt		1	36
FIXPU1510	15 cm x 10 mt		1	36



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

La Garantía será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## CINTA MÉDICA ADHESIVA

# Cinta kinesiológica

MARCA: **Pharma-KT®**

CÓDIGO: **KT550**

COLORES  
● ● ● ●




## Características

- ✓ Cinta en lycra y algodón
- ✓ Extensible longitudinalmente
- ✓ Estática hacia lo ancho
- ✓ Resistente al deshilachado
- ✓ Se adapta al contorno de la piel
- ✓ Sus bordes suaves evitan que la cinta se arrugue o marque la piel.
- ✓ Adhesivo fino y poroso evita acumulación de sudor reduciendo la maceración de la piel
- ✓ Duración de la fijación de 3 a 5 días



## Beneficios

- ✓ La acción de elevación de la cinta ayuda a aliviar la presión en los receptores de dolor localizado bajo la piel
- ✓ Las propiedades elásticas unidireccional controla los movimientos nocivos y facilita la actividad mientras se recupera de una lesión
- ✓ Asegura en su posición normal los músculos, articulaciones, tendones y ligamentos
- ✓ Elimina la congestión del sistema linfático circulatorio, ayudando a reducir la hinchazón
- ✓ Puede llevarse hasta cinco (5) días realizando ejercicio, natación y duchas
- ✓ Método preventivo en actividad deportiva Protege la piel y tejidos de maceración



## Recomendaciones de Uso

- Un profesional en salud es el indicado para evaluar la afección y determinar el patrón adecuado de aplicación para obtener los mejores resultados
- Cualquier persona que sufre afecciones musculares o articulares puede beneficiarse del uso de las cintas en fisioterapia. Esto incluye deportistas, personas con dolores crónicos, personas con artritis y cualquier persona que busque una terapia alternativa no invasiva

### Advertencia:

- No colocar encima de heridas abiertas
- No colocar sobre zona sacral, durante los tres (3) primeros meses de gestación

### Contraindicación:

Metástasis o dudas que lo padezca

REFERENCIA	ANCHO	LONGITUD	RLL/CJ	CJ/CJ
KT550	5cm	5mts	1	48



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

La Garantía será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## CINTA MÉDICA ADHESIVA

# Venda médica autoadhesiva

MARCA: **Vendapress** **Vendapress**®

## Características

- ✓ Cinta en lycra y algodón
- ✓ Extensible longitudinalmente
- ✓ Estática hacia lo ancho
- ✓ Resistente al deshilachado
- ✓ Se adapta al contorno de la piel
- ✓ Sus bordes suaves evitan que la cinta se arrugue o marque la piel.
- ✓ Adhesivo fino y poroso evita acumulación de sudor reduciendo la maceración de la piel
- ✓ Duración de la fijación de 3 a 5 días



## Beneficios

- ✓ La combinación de sus materiales permite aplicarlo en zonas cubiertas de vello y/o cabello
- ✓ No se requieren clips o cintas para posicionarlo
- ✓ Fácil desgarro a mano no requiere tijeras
- ✓ Fácil de aplicar y quitar
- ✓ Mantiene la compresión uniforme y no se desliza durante su uso
- ✓ Se ajusta a los contornos del cuerpo y zonas con articulación



## Indicaciones

- Envoltura de soporte para esguinces y cepas
- Alternativa para paciente con alergia a las cintas y esparadrapos
- Limita los movimientos de la zona lesionada
- Disminuye la clínica de la lesión: dolor y edema
- Facilita la regeneración tisular
- Previene recidivas

### Deporte:

Refuerza la zona lesionada permitiendo un movimiento óptimo

### Rehabilitación:

Estabiliza la zona, permitiendo realizar ejercicios de rehabilitación al paciente

### Neurología:

Estimula facilita la función perdida o debilitada por un trastorno neurológico

### Alteraciones circulatorias y linfedemas:

Evita la consolidación del edema y favorece su reabsorción

### Uso veterinario:

Excelente para fijar catéter y apósitos en las mascotas peludas

## Advertencia:

- No usar si conoce alergias a sus componentes
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Código	Dimensión total		Presentación	
	Ancho/Pulgada	Long/Yarda	Rollos/Bolsa	Cajas/Caja
VENDA5045	2" x 5 yds		1	100
VENDA7545	3" x 5 yds		1	48



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

La Garantía será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## Campo yodado para incisión

MARCA: **Incifilm Iodine** <sup>®</sup>

### DESCRIPCIÓN

Película adhesiva de poliuretano (PU) color amarillo transparente que permite la transpiración de la piel; excelente adherencia al borde de la piel circundante de la incisión en operaciones quirúrgicas largas. El adhesivo utilizado contiene PVP-yodo, con una actividad antimicrobiana de amplio espectro contra bacterias grampositivas y gramnegativas, SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina), levaduras y hongos



### Características


- ✓ Campo de incisión de última generación
- ✓ Película muy transpirable y antimicrobiana
- ✓ Delgada pero extremadamente fuerte
- ✓ Envoltura individual en papel trilaminado aluminio grado médico (PET/aluminio/PE)

## Beneficios

- ✓ Borde de apoyo en los extremos que previene arrugas durante su colocación.
- ✓ Mejora la adherencia y proporciona la actividad antimicrobiana más de 12 hs.
- ✓ Resistente a la ruptura, pero se puede cortar fácilmente con el bisturí.
- ✓ (PET/aluminio/PE) Garantiza hermeticidad para que el campo quirúrgico yodado NO pierda sus propiedades antimicrobianas, así se deje expuesto a la luz por un largo periodo (fuera del embalaje); impermeable a derrame de líquidos

## Indicaciones:

- Cirugía ortopédica
- Cirugía a corazón abierto
- Neurocirugía
- Cirugía mayor abdominal
- Cirugía torácica
- Cirugía plástica
- Cirugía pediátrica
- Cirugías menores




### Contraindicación:

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida al yodo.

Referencia Incifilm Yodo	Dimensión total (cm)		Dimensión del adhesivo	
	Ancho	Long	Ancho	Long
IN3535 Yodo	42cm	35cm	35cm	35cm
IN4555 Yodo	62cm	45cm	55cm	45cm
IN4560 Yodo	67cm	45cm	60cm	45cm

Contenido por caja: 10 UNIDADES



Imagen

- Zona adhesiva
- Zona para sujetar durante su colocación en paciente



### LA GARANTÍA:

será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

## CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL

# Campo quirúrgico con fenestración en U

MARCA: **PharmaDrape "U"**

CÓDIGO: **PD58** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **AZUL**

## DESCRIPCIÓN

Dispositivo quirúrgico desechable, diseñado como cubierta protectora del paciente para mantener un área estéril en un procedimiento quirúrgico, impidiendo la contaminación microbiana, actuando como barrera impermeable, soportando la manipulación y fluidos en la zona crítica. Obteniendo por su alto nivel de rendimiento, una óptima prevención de la infección



## Características

- ✓ Material Hidrófugo de última generación
- ✓ Suave al contacto con el paciente
- ✓ Delgada pero suficientemente fuerte
- ✓ Caída suave y drapeable
- ✓ Fenestración "U" para la facilidad de uso en cualquier zona con articulación
- ✓ Su adhesivo se adhiere de forma segura y uniforme sin dañar la piel y es de fácil remoción

## Beneficios

- ✓ Garantía de alta fuerza de barrera a la transferencia de bacterias y entornos en que se requiere la máxima protección contra líquidos.
- ✓ Impermeable, excelente resistencia al agua, la humedad, los solventes orgánicos y agentes químicos.

## Indicaciones:

- Cirugía ortopédica de cadera
- Cirugía ortopédica de rodilla
- Cirugía ortopédica de hombro
- Procedimientos quirúrgicos de artroscopia
- Usos múltiples

## Advertencia:


Respetar el secado espontáneo en la piel del antiséptico, así evita el desprendimiento del adhesivo del campo quirúrgico.

## Contraindicación:

Ninguna conocida

Código	Dimensión		Dimensión del Adhesivo		Dimensión "U"	
	PharmaDrape Total (cm)				Total (cm)	
	Ancho	Largo	Ancho	Largo	Ancho	Largo
PD58	150 cm x 200 cm		25 mm x 64 mm		15 cm x 55 cm	

Contenido por caja: 20 unidades



### LA GARANTÍA:

será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

Excepción por garantía	Composición de materiales	Medidas del producto	Peso total del producto	Código de barras
Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica	Detalles en ficha técnica

CÓDIGO DEL PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO	REGISTRO SANITARIO (INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO
NK-015	Collar de tracción inflable	2018DM -0018799	28-10-2028
SD-001	Soporte para hombro	2018DM -0018806	15-11-2028
EB-007	Soporte para codo con almohadilla con gel	2018DM -0018806	15-11-2028
FG-005	Férula dedil con Correa	2018DM -0018804	05-11-2028
FG-003	Soporte de codo de tenista neopreno	2018DM -0018804	05-11-2028
FG-006B	Férula Mallet con correa	2018DM -0018804	05-11-2028
FG-001	Férula dedil tipo béisbol	2018DM -0018804	05-11-2028
FG-004	Férula dedil tipo rana	2018DM -0018804	05-11-2028
FG-010	Muñequera con férula para pulgar	2018DM -0018806	15-11-2028
WT-002	Soporte para muñeca	2018DM -0018806	15-11-2028
WT-037	Férula para muñeca túnel carpiano	2018DM -0018804	05-11-2028
KN-005	Soporte rodilla con almohadilla de gel	2018DM -0018806	15-11-2028
KN-007	Soporte rodilla con estabilizadores laterales	2018DM -0018806	15-11-2028
KN-001	Soporte para rodilla tubular	2018DM -0018806	15-11-2028
KN-108	Soporte ligamento de rodilla	2018DM -0018806	15-11-2028
KN-015	Férula corta para rodilla con estabilizador de patela	2018DM -0018806	15-11-2028
AK-001	Soporte tobillo tipo media	2018DM -0018806	15-11-2028
AK-004	Soporte tobillo con banda	2018DM -0018806	15-11-2028

CÓDIGO DEL PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO	REGISTRO SANITARIO (INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO
FIX	Pharmafix	2020DM -0021453	19-03-2030
FIX PU	Pharmafix PU	2020DM -0021453	19-03-2030
KT	Pharma-KT	2019DM -0019948	18-07-2029
Venda	Vendapress	2021DM -0022950	09-02-2031
IN	Incifilm Yodo	2016DM -0014843	20-06-2026
PD	Pharmadrape	2016DM -0015357	21-10-2026
KN-076	Férula post operatoria para rodilla	2018DM -0018804	05-11-2028
FT-055	Férula para pie caído OTP	2018DM -0018804	05-11-2028
FT-010	Bota para tobillo corta tipo Walker	2018DM -0018804	05-11-2028
FT-019	Bota Walker larga tipo CAM	2018DM -0018804	05-11-2028
GL-004	Almohadilla para talón punto azul	2018DM -0018806	15-11-2028
GL-033	Copa para talón tipo Tulin's	2018DM -0018806	15-11-2028
GL-007	Almohadilla metatarsal en silicona	2018DM -0018806	15-11-2028
GL-013	Plantilla completa punto azul	2018DM -0018806	15-11-2028
GL-015	Separador para dedos del pie	2018DM -0018806	15-11-2028
GL-016	Separador para dedos del pie	2018DM -0018806	15-11-2028
GL-018	Separador para dedos del pie con protector	2018DM -0018806	15-11-2028

# ORTOTEX



¡Listos para servirles!

@ortotex

ortotex@ortotex.com

Cra 83 #34b-43, Laureles, Medellín

@ortotex

ortotex

+57 324 591 98 40