



# Portafolio ORTOTEX

¡Listos para servirles!



**Pharmafix®**

**Vendapress®**  
Venda elástica cohesiva

**Incifilm Iodine®**

**PharmaDrape**

## Nuestras Líneas

|                                     |           |                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea Blanda</b>                 | PÁG<br>3  |   |
| <b>Línea de Podología</b>           | PÁG<br>31 |   |
| <b>Cintas Médicas adhesivas</b>     | PÁG<br>39 |   |
| <b>Campos Quirúrgicos Estériles</b> | PÁG<br>43 |  |

## Nuestras marcas



### Línea Blanda y podología



### Cintas médicas adhesivas

**Vendapress®**  
Venda elástica cohesiva

**Pharma-KT®**

**Pharmafix®**

**Pharmafix® PU**


### Campos quirúrgicos estériles

**Incifilm Iodine®**

**PharmaDrape "U"**

## Línea blanda

Partes del cuerpo y referencias



**NK-015** | Collar de tracción inflable

**SH-001** | Soporte para hombro

**BK-003** | Corrector de postura

**EG-007** | Soporte para codo con almohadilla en gel  
**EB-003** | Soporte de codo de tenista neopreno

**WT-002** | Soporte para muñeca

**WT-037** | Férula para muñeca túnel carpiano

**WT-042** | Muñequera elástica estabilizadora

**FG-005** | Férula dedil con correa

**FP-006B** | Férula Mallet con correa

**FP-001** | Férula dedil tipo béisbol

**FP-002** | Férula dedil con correa

**FG-010** | Férula muñeca y pulgar

**KN-005** | Soporte rodilla con almohada de gel

**KN-007** | Soporte con estabilizadores laterales

**KN-003** | Soporte rodilla tubular

**KN-108** | Soporte ligamento de rodilla

**KN-018** | Banda Rotuliana con silicona

**KN-015** | Soporte rodilla corto con refuerzo patelar

**KN-076** | Férula postoperatoria para rodilla

**KN-021A** | Soporte de Rodilla infantil 🧸

**FT-055** | Férula para pie caído O.T.P

**FT-065** | Férula para pie caído Premium O.T.P.

**BT-010** | Bota para tobillo corta tipo Walker

**BT-019** | Bota Walker larga tipo CAM

**BT-017** | Bota Walker infantil 🧸

**FT-001** | Soporte tobillo tipo media

**AK-004** | Soporte tobillo con banda

**GL-013** | Plantilla completa punto azul

**GL-004** | Almohadilla para talón punto azul en silicona

**GL-007** | Almohadilla metatarsal en silicona

**GL-033** | Copa para Talón | Tipo Tuli's

**GL-015** | Separador para dedos del pie tipo carrete

**GL-016** | Separador para dedos del pie en silicona

**GL-018** | Separador para dedos del pie con protector



# Collar de tracción inflable

MARCA:  
**Neoflex Aid**



CÓDIGO: **NK-015**    TALLA: **UNIVERSAL**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **CAFÉ**

## Características

- ✓ Este dispositivo de tracción cervical cuenta con un sistema de inflado de tres (3) niveles que al aumentar la presión del aire adquiere mayor rigidez, ejerciendo efecto de tracción (mín: 10 cm hasta 18 cm)
- ✓ De peso ligero, portátil y capas exteriores en franela médica suaves y fácil de limpiar



## Beneficios

- ✓ Ofrece calor terapéutico relajando los músculos que causan la tensión muscular en cuello y espalda
- ✓ Como terapia de tracción ayuda a disminuir la presión intervertebral
- ✓ Limita la flexo-extensión y en menor grado la rotación del segmento cervical
- ✓ Proporciona alineación óptima de la columna con apoyo firme y confortable
- ✓ Excelente descanso en casa y viajes largos

## Indicaciones:

- Tensión muscular en la región cervical
- Espasmo muscular en cuello y hombros
- Dolor en cuello y hombros
- Latigazo o esguince cervical moderado
- Entumecimiento en manos y brazos

## Advertencia:

En caso de irritación consulte al profesional de la salud

## Contraindicación:

Cierta condición neurológica, osteoporosis, fractura, dislocación cervical

|               |                         |  |
|---------------|-------------------------|--|
| Guía de talla | Ø del cuello Mín: 10 cm |  |
|               | Ø del cuello Máx: 15 cm |  |
|               | Máximo de altura: 18 cm |  |



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Soporte elástico para hombro con banda ajustable

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **SH-001** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Tejido en elástico transpirable de alta calidad
- ✓ Banda elástica hipo-alérgénica (libre de látex)
- ✓ Diseño tubular libre de costuras
- ✓ Se adapta para hombro izquierdo o derecho
- ✓ Ajuste anatómico



Beneficios

- ✓ Su diseño proporciona un soporte firme en la articulación y mantiene el hombro en su posición durante el proceso de recuperación
- ✓ Su material brinda un tratamiento confortable, libre de sudoración
- ✓ Libre de costuras, con banda ajustable antialérgica para mayor confort y bienestar
- ✓ Ideal para personas con alergia al neopreno

Indicaciones:

- Dolor y molestias por bursitis y tendinitis
- Trauma en tejidos blandos
- Subluxación de la articulación escapular
- Ligera inestabilidad
- Lesión escapular
- Rehabilitación postoperatoria
- Soporte para enfermedades articulares agudas y crónicas
- Procesos dolorosos de larga duración
- Otras que el profesional considere

Advertencia:

En caso de irritación consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Medida del brazo en cm |  |
|-------|------------------------|--|
| S     | θ≤23                   |  |
| M     | θ≤26                   |  |
| L     | θ≤30                   |  |
| XL    | θ≤36                   |  |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Corrector de postura

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **BK-033** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Tela transpirable y acolchada con materiales hipoalergénicos.
- ✓ Refuerzos flexibles en omóplatos y columna para mayor soporte.
- ✓ Doble capa axilar para mayor comodidad.
- ✓ Diseño anatómico y ajustable para uso diario.



Indicaciones:

- Dorsalgia
- Actitud cifótica
- Desequilibrios musculares
- Ligeras desviaciones de la columna
- Molestias asociadas a posturas prolongadas.

Advertencia:

No es recomendable usarlo mas de 4 horas al día. El exceso puede debilitar músculos posturales. Si los síntomas persisten consulte a un profesional de la salud.

Contraindicación:

No utilizar sobre piel lesionada o irritada ni en caso de alergia a sus materiales. Suspender su uso ante dolor, irritación, entumecimiento o alteraciones de la circulación.

| Talla | Mín. cm | Máx. cm |  |
|-------|---------|---------|--|
| S     | 70      | 81      |  |
| M     | 82      | 91      |  |
| L     | 92      | 101     |  |
| XL    | 102     | 112     |  |



Beneficios

- ✓ Favorece una postura más alineada y brinda soporte dorsal.
- ✓ Proporciona estabilidad y acompañamiento postural durante las actividades diarias.
- ✓ Material transpirable y acolchado para mayor comodidad.
- ✓ Láminas flexibles que brindan soporte sin limitar el movimiento.
- ✓ Diseño ajustable, cómodo y discreto para uso diario.



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO SUPERIOR BLANDO

Soporte para codo con almohadilla en gel

MARCA: **NEO FLEX AID**

CÓDIGO: **EG-007** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Tejido en elástico resistente y suave
- ✓ Diseño tubular anatómico libre de costuras
- ✓ Almohadilla en gel siliconado
- ✓ Tejido más suave en la articulación del codo
- ✓ Amplia cobertura en brazo y antebrazo
- ✓ Se adapta al codo izquierdo o derecho
- ✓ Brazaletes con cierre en velcro



Indicaciones:

- Proceso inflamatorio
- Epicondilitis (Codo de tenista)
- Epitrocleitis (Codo de Golfista)
- Inestabilidad articular
- Rehabilitación post- operatoria
- Soporte y protección en actividad laboral o deportiva

Advertencia:

En caso de irritación consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Medida del brazo en cm | Medida del antebrazo en cm |  |
|-------|------------------------|----------------------------|--|
| S     | θ≤24                   | θ≤22                       |  |
| M     | θ≤ 27                  | θ≤ 23                      |  |
| L     | θ≤28                   | θ≤24                       |  |
| XL    | θ≤ 29                  | θ≤ 25                      |  |

Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable, libre de sudoración, evitando la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su amplia cobertura en longitud (23,5 cm) mejora la estimulación propioceptiva = fuerza muscular
- ✓ Sus almohadillas a nivel externo e interno del codo concentran la presión en los tendones externos (Epicondilitis) y los tendones en la parte interna del codo (Epitrocleitis) disminuyendo el dolor y la inflamación
- ✓ Tejido más suave en la parte posterior evita irritación al articular
- ✓ Su brazaletes permite mayor compresión en los músculos extensores



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

# Soporte para muñeca neopreno

MARCA:  
**Neoflex Aid**

CÓDIGO: **WT-002**    TALLA: **UNIVERSAL**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **AZUL**

## Características

- ✓ Construida en neopreno reforzado (3 mm).
- ✓ Ajustable con cierre en velcro.



## Beneficios

- ✓ Proporciona una compresión efectiva que favorece la propiocepción y brinda mayor sensación de estabilidad.
- ✓ Su cierre ajustable permite personalizar el nivel de ajuste y firmeza.



## Indicaciones:

- Dolor e inflamación asociados con la artritis.
- Contusiones leves, torceduras y molestias por movimientos repetitivos.

## Advertencia:

- Utilizar según la indicación de un profesional de la salud.
- No ajustar excesivamente para evitar molestias o alteraciones de la circulación.

## Contraindicación:

No utilizar sobre heridas abiertas, piel lesionada o irritada, ni en caso de alergia o sensibilidad conocida al neopreno o a sus materiales.

| Diámetro                  | Muñeca                    |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Mínimo                    | Máximo                    |  |
| $\theta \leq 15\text{cm}$ | $\theta \leq 24\text{cm}$ |  |



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO SUPERIOR BLANDO

Soporte codo de tenista o golfista en neopreno

MARCA: 

CÓDIGO: **EB-003**    TALLA: **Única**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Banda ajustable con cierre de velcro
- ✓ Diseño anatómico y ligero
- ✓ Material transpirable y acolchado
- ✓ Compresión focalizada en el antebrazo
- ✓ Uso para brazo derecho o izquierdo



Beneficios

- ✓ Reduce el dolor en codo y antebrazo
- ✓ Mejora la estabilidad muscular
- ✓ Disminuye la tensión durante la actividad
- ✓ Permite movimiento cómodo y seguro

Indicaciones:

- Epicondilitis lateral (codo de tenista)
- Epicondilitis medial (codo de golfista)
- Actividades deportivas y laborales repetitivas
- Uso preventivo y durante la recuperación

Advertencia:

En caso de irritación consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla     | Medida del brazo en cm | Medida del antebrazo en cm |                                                                                      |
|-----------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIVERSAL | ≤ 24                   | ≤ 22                       |  |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Férula para muñeca túnel carpiano

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **WT-037** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Diseñada en poliéster, nylon y elástico
- ✓ Interior acolchado
- ✓ Longitud de 20,5cm
- ✓ Cierre en velcro extra-ancho
- ✓ Férula palmar en posición funcional
- ✓ Orificios para pulgar en ambos extremos
- ✓ Se adapta a la mano derecha y la izquierda



Indicaciones:

- Síndrome del túnel del carpo
- Lesión del fibrocartílago triangular (TFCC)
- Parálisis del nervio radial
- Artritis reumatoidea
- Rehabilitación post operatoria

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Diámetro                  | Muñeca                    |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Mínimo                    | Máximo                    |  |
| $\theta \leq 15\text{cm}$ | $\theta \leq 29\text{cm}$ |  |

Beneficios

- ✓ La combinación de sus materiales micro perforados brindan un tratamiento confortable libre de sudoración, evitando la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su Longitud (20,5cm) brinda mayor estabilidad minimizando el tiempo de recuperación
- ✓ Sus brazaletes extra-anchos ejercen mayor compresión disminuyendo el dolor
- ✓ Sus orificios en pulgar derecho como izquierdo - ambidiestro - permite combinar un tratamiento bilateral
- ✓ La composición de sus materiales brindan compresión y conform superior en uso del tratamiento nocturno
- ✓ Su talla única se ajusta a anatomías de contextura delgada y contextura gruesa



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Soporte elástico para muñeca con banda

MARCA: **NEO FLEX AID**

CÓDIGO: **WT-042**    TALLA: **UNIVERSAL**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Fabricada en material elástico e hipoalergénico.
- ✓ Banda ancha ajustable para un mejor ajuste y soporte de la muñeca.
- ✓ Diseño ambidiestro con ajuste de velcro para ambas muñecas.



Beneficios

- ✓ Material transpirable para mayor comodidad.
- ✓ Brinda soporte y estabilidad a la muñeca.
- ✓ Permite ajustar la compresión según la necesidad.



Indicaciones:

- Tenosinovitis de De Quervain.
- Contusiones leves y torceduras.
- Molestias asociadas a movimientos repetitivos.
- Complemento en procesos de rehabilitación.

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Diámetro                  | Muñeca                    |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Mínimo                    | Máximo                    |  |
| $\theta \leq 15\text{cm}$ | $\theta \leq 21\text{cm}$ |  |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Férula muñeca y pulgar

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FG-010**    TALLA: **UNIVERSAL**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **GRIS**

Características

- ✓ Diseño anatómico que brinda soporte a la muñeca y estabiliza el pulgar.
- ✓ Férula integrada que limita movimientos indebidos sin inmovilizar totalmente la mano.
- ✓ Ajuste seguro mediante correas de velcro regulables.
- ✓ Cómoda, ligera y adecuada para uso diario.



Beneficios

- ✓ Ayuda a reducir el dolor y la inflamación.
- ✓ Brinda estabilidad y soporte a la articulación de la muñeca y al pulgar.
- ✓ Favorece una correcta posición durante la recuperación.
- ✓ Permite realizar actividades diarias con mayor seguridad y comodidad.

Previene movimientos que puedan agravar la lesión.



Indicaciones:

- Síndrome del túnel carpiano
- Tendinitis y tenosinovitis (como De Quervain).
- Esguinces de muñeca y pulgar.
- Artritis o artrosis en muñeca y pulgar.
- Lesiones por esfuerzo repetitivo.
- Recuperación postoperatoria o postraumática.

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Diámetro                  | Muñeca                    |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Mínimo                    | Máximo                    |  |
| $\theta \leq 15\text{cm}$ | $\theta \leq 29\text{cm}$ |  |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

# Férula Mallet con correa

MARCA:  
**Neoflex Aid** 

CÓDIGO: **FP-006B**    TALLA: **1, 2, 3, 4, 5, 6**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **BEIGE**

## Características

- ✓ Férula en polipropileno rígido con diseño anatómico, con opción de varios tamaños y múltiples usos. A diferencia de otros diseños este dispositivo brinda beneficios adicionales que permiten control visual ajuste gradual en el proceso desinflamatorio



## Beneficios

- A Trazo abierto anterior para ajuste gradual en proceso desinflamatorio
- B Ventana a nivel de la uña para control visual posibles cambios en el proceso de curación
- C Perforado que garantiza aireación
- D Correa en velcro para fácil ajuste que brindan ahorro en la compra de cintas adhesivas



## Indicaciones:

- Fractura en falange distal
- Esguince en falange distal
- Protege y alivia el dedo lastimado
- Promueve su curación
- Post operatorio

## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

## Contraindicación:

Ninguna conocida

| MEDIDAS PARA ELECCIÓN DE TALLA |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| TALLA                          | LONGITUD | DIÁMETRO |
| #1                             | 5 cm     | 6 cm     |
| #2                             | 5,5 cm   | 6,2 cm   |
| #3                             | 5,7 cm   | 6,3 cm   |
| #4                             | 5,9 cm   | 7,3 cm   |
| #5                             | 6,1 cm   | 8,3 cm   |
| #6                             | 6,3 cm   | 8,4 cm   |



## Orientación para elección de la talla

Elija el # y pruebe el tamaño en la falange de la mano contraria. Posicione la férula en el dedo lesionado, si está inflamado, la abertura central se ajustará gradualmente durante el proceso desinflamatorio



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

# Férula dedil tipo béisbol

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FP-001**    TALLA: **S, M, L**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **ESPUMA AZUL**

## Características

- ✓ Férula de aluminio semi-rígida para inmovilización en flexión o extensión
- ✓ Brazos maleables para ajuste
- ✓ Acolchado confortable en espuma



## Beneficios

- ✓ Diseño anatómico, con brazos maleables de ajuste que brindan seguridad y facilidad de reposicionarlo durante el proceso de desinflación

## Indicaciones:

- Fractura en falange distal, medial y proximal
- Esguince en falange distal, medial y proximal
- Protege y alivia el dedo lastimado
- Promueve su curación
- Post operatorio

## Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser utilizado solamente en pieles intactas

## Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Longitud | Ancho  |
|-------|----------|--------|
| S     | 7 cm     | 1,5 cm |
| M     | 10 cm    | 1,5 cm |
| L     | 12 cm    | 1,5 cm |



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

# Férula dedil con correa

MARCA:  
**Neoflex Aid**



Férula de aluminio semi-rígida  
para inmovilización en flexión  
o extensión

CÓDIGO: **FP-002**    TALLA: **S, M, L**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **AZUL**

## Características

- ✓ Férula de aluminio semirrígida para inmovilización del dedo en flexión o extensión.
- ✓ Brazos maleables para facilitar el ajuste y reposicionamiento. Acolchado en espuma para mayor comodidad.
- ✓ Sistema de fijación con correas ajustables.



## Beneficios

- ✓ Proporciona soporte e inmovilización al dedo durante el proceso de recuperación.
- ✓ Su diseño anatómico y acolchado favorece el confort durante el uso.
- ✓ Los brazos maleables permiten adaptar la férula a las necesidades del usuario.
- ✓ Las correas ajustables facilitan una sujeción segura y personalizada. Disponible en diferentes tamaños para una mejor adaptación.

## Indicaciones:

- Fracturas de falange distal, media y proximal.
- Esguinces de falange distal, media y proximal.
- Lesiones y traumatismos del dedo que requieran inmovilización.
- Protección y soporte durante procesos de recuperación.
- Uso postoperatorio, según indicación médica.

## Advertencia:

Utilizar únicamente sobre piel íntegra y según la indicación de un profesional de la salud.

## Contraindicación:

No utilizar sobre heridas abiertas, piel lesionada o en caso de alergia o sensibilidad conocida a sus materiales.

| Talla | Longitud | Ancho |
|-------|----------|-------|
| S     | 5,5 cm   | 6 cm  |
| M     | 6,5 cm   | 6 cm  |
| L     | 7,5 cm   | 6 cm  |



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Soporte rodilla con almohadilla de gel

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **KN-005** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **AZUL | GRIS**

Características

- ✓ Tejido de punto elástico libre de costuras
- ✓ Cuatro (4) tipos de elástico (diseño 4D)
- ✓ Almohadilla patelar en gel visco-elástico
- ✓ Estancias laterales en acero flexible
- ✓ Ojales en posición medial y lateral
- ✓ Bordes superior e inferior en silicona



Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su diseño 4D propicia la compresión ideal y el máximo conform
- ✓ Sus estancias laterales garantizan mayor estabilidad a la articulación
- ✓ Combinación de cuatro tipos de elásticos reduce el tiempo de recuperación
- ✓ Almohadilla patelar ancha reduce el dolor y la hinchazón patelo/femoral
- ✓ Ojales en la parte superior (interior) facilitan su colocación e integridad de la prenda
- ✓ Línea interna en silicona grado médico ejerce función antideslizante



Indicaciones:

- Debilidad de músculos
- Inestabilidad de ligamentos colaterales
- Dislocación patelo/femoral
- Artrosis
- Esguince grado I y II
- Tratamiento post operatorio
- Protección en deporte de alto rendimiento

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Muslo A          | Pantorrilla B    | Flexione la rodilla a 30° |
|-------|------------------|------------------|---------------------------|
| S     | $\theta \leq 43$ | $\theta \leq 34$ |                           |
| M     | $\theta \leq 45$ | $\theta \leq 35$ |                           |
| L     | $\theta \leq 48$ | $\theta \leq 37$ |                           |
| XL    | $\theta \leq 50$ | $\theta \leq 40$ |                           |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR BLANDO

Soporte ligamento de rodilla

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **KN-108** TALLA: **S, M, L y XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **AZUL | GRIS**

Características

- ✓ Tejido de punto elástico libre de costuras
- ✓ Diseño anatómico ambidiestra
- ✓ Zona patelar cerrada
- ✓ Bandas elásticas en posición medial y lateral
- ✓ Bordes superior e inferior en silicona



Indicaciones:

- Lesión de ligamentos antero-posterior
- Inestabilidad rotacional de la rodilla
- Protección en deporte que requiera movimientos bruscos y cambio de dirección repentinos, como baloncesto, fútbol, tenis y vóleibol

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Muslo A | Pantorrilla B | Flexione la rodilla a 30°<br> |
|-------|---------|---------------|-------------------------------|
| S     | θ≤38    | θ≤32          |                               |
| M     | θ≤40    | θ≤34          |                               |
| L     | θ≤44    | θ≤36          |                               |
| XL    | θ≤46    | θ≤38          |                               |

Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su diseño propicia la compresión ideal y el máximo conform
- ✓ Combinación de cuatro tipos de elásticos reduciendo el tiempo de recuperación
- ✓ No genera arrugas en la zona poplítea evitando irritación cutánea
- ✓ Zona patelar cerrada garantiza la estabilidad rotacional y reduce el dolor y la hinchazón patelo/femoral
- ✓ Proporciona doble estabilidad por compresión mejorando la inestabilidad ligamentaria antero-posterior
- ✓ Línea interna superior e inferior en silicona grado médico ejerce función antideslizante



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Soporte rodilla con estabilizadores laterales

MARCA: Neoflex Aid

CÓDIGO: KN-007 TALLA: S, M, L y XL UNIDAD: UNO COLOR: NEGRO

Características

- ✓ Construida en elástico suave
- ✓ Refuerzos laterales flexible
- ✓ Diseño abierto y contorneado en el área de la rótula o patela
- ✓ Libre de costuras



Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Su material proporciona compresión adecuada y reduce la hinchazón y el dolor
- ✓ No genera arrugas en la zona poplítea evitando irritación cutánea
- ✓ Sus refuerzos laterales flexibles maximiza el apoyo en la marcha y moderan el apoyo medial/lateral
- ✓ Su diseño abierto controla la dislocación leve de la patela
- ✓ Ideal para personas con alergia al neopreno

Indicaciones:

- Artritis y artrosis
- Proceso inflamatorio
- Inestabilidad articular
- Contusiones y esguinces
- Tratamiento post operatorio
- Soporte y protección en actividad deportiva y laboral

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Muslo A          | Pantorrilla B    | Flexione la rodilla a 30° |
|-------|------------------|------------------|---------------------------|
| S     | $\theta \leq 38$ | $\theta \leq 32$ |                           |
| M     | $\theta \leq 40$ | $\theta \leq 34$ |                           |
| L     | $\theta \leq 44$ | $\theta \leq 36$ |                           |
| XL    | $\theta \leq 46$ | $\theta \leq 38$ |                           |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR BLANDO

Soporte para rodilla tubular

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **KN-003**    TALLA: **S, M, L y XL**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Diseño tubular simple libre de costuras
- ✓ Elástico suave transpirable de alta calidad
- ✓ Bordes superior con hilo elástico
- ✓ Tejido más suave en la parte anterior



Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Brinda soporte anatómico a los músculos débiles de la rodilla
- ✓ En contusiones ofrece un ajuste confortable
- ✓ Apoyo firme y seguro en actividades normales
- ✓ Protección en deporte o ejercicios suaves



Indicaciones:

- Esguince
- Contusión
- Protección

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Muslo A          | Pantorrilla B    | Flexione la rodilla a 30° |
|-------|------------------|------------------|---------------------------|
| S     | $\theta \leq 37$ | $\theta \leq 31$ |                           |
| M     | $\theta \leq 39$ | $\theta \leq 34$ |                           |
| L     | $\theta \leq 42$ | $\theta \leq 35$ |                           |
| XL    | $\theta \leq 44$ | $\theta \leq 37$ |                           |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR BLANDO

Férula corta para rodilla con refuerzo patelar

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **KN-015**    TALLA: **UNIVERSAL**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Construida en neopreno reforzado (grosor 3 mm)
- ✓ Almohadilla patelar ancha en visco-elástica
- ✓ Diseño abierto para talla universal
- ✓ Cierre en velcro para ajuste de talla
- ✓ Correas supra e infra patelar
- ✓ Escote en su parte posterior
- ✓ Libre de costura
- ✓ Libre de látex



Indicaciones:

- Inflamación y dolor por artritis
- Subluxación patelar
- Artrosis patelar
- Esguince leve a nivel de la rodilla
- Debilidad de músculos y ligamentos
- Tratamiento post operatorio

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Guía de medición de talla |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Mínimo                    | Máximo                    |  |
| $\theta \leq 28\text{cm}$ | $\theta \leq 46\text{cm}$ |  |

Beneficios

- ✓ El grosor del neopreno garantiza una legítima compresión, una dimensión extra de alivio y mayor durabilidad del producto
- ✓ Su almohadilla reforzada permite la estabilización estática de la patela
- ✓ Su escotadura posterior no genera arrugas en la zona poplítea evitando irritación cutánea
- ✓ Fácil de colocar en pacientes con limitación o requieren de un cuidador
- ✓ Provee las condiciones de brindar estabilidad en su diseño corto
- ✓ Brinda calor terapéutico



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |



## MIEMBRO INFERIOR BLANDO

### Soporte de rodilla infantil con refuerzo patelar en neopreno

MARCA:  
**Neoflex Aid**



CÓDIGO: **KN-021A** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **AZUL**



## Características

- ✓ Neopreno reforzado de 3 mm.
- ✓ Almohadilla patelar viscoelástica.
- ✓ Diseño abierto con correas supra e infrapatelares.
- ✓ Ajuste personalizado con velcro.
- ✓ Escote posterior para mayor comodidad.



## Beneficios

- ✓ Brinda compresión y soporte a la rodilla.
- ✓ Favorece la estabilidad de la rótula.
- ✓ Proporciona comodidad durante el uso.
- ✓ Reduce el roce en la zona poplítea.
- ✓ Permite ajustar la sujeción según la necesidad.



## Indicaciones:

- Alivio del dolor por enfermedad de Osgood-Schlatter.
- Inflamación por operación o trauma muscular en la rodilla.
- Desgarro de menisco.
- Lesión del ligamento colateral medial (MCL).
- Luxación o subluxación de la rotula o patela.
- Esguince de ligamentos cruzado anterior (LCA).


## Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

| GUÍA MEDICIÓN DE TALLA<br>Size measurement guide |                           |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Mínimo                                           | Máximo                    |  |
| $\theta \leq 27\text{cm}$                        | $\theta \leq 36\text{cm}$ |  |



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR BLANDO

Banda Rotuliana con silicona

MARCA:  
Neoflex Aid

CÓDIGO: **KN-018**    TALLA: **UNIVERSAL**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **GRIS**

Características

- ✓ Construida en nailon entrelazado con fibras elásticas.
- ✓ Almohadilla de silicona con gel y superficie con relieves.
- ✓ Correa ajustable con cierre de velcro para personalizar la compresión.




Beneficios

- ✓ Su combinación de materiales proporciona compresión uniforme, comodidad y flexibilidad durante el uso.
- ✓ La almohadilla de silicona con relieves ejerce presión localizada sobre el tendón rotuliano, ayudando a disminuir la tensión y las molestias.
- ✓ Su ajuste regulable permite adaptar el nivel de compresión según las necesidades del usuario.

Indicaciones:

- Dolor anterior de rodilla.
- Tendinitis rotuliana.
- Síndrome de Osgood-Schlatter.
- Condromalacia patelar, como complemento del manejo indicado por el profesional de salud.



Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Guía de medición de talla |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Mínimo                    | Máximo                    |  |
| $\theta \leq 48\text{cm}$ | $\theta \leq 61\text{cm}$ |  |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR BLANDO

Soporte para tobillo tipo media

MARCA:  
Neoflex Aid



CÓDIGO: FT-001  
TALLA: S, M, L  
UNIDAD: UNO  
COLOR: NEGRO

Características

- ✓ Elaborado en tejido elástico resistente
- ✓ Libre de costuras, transpirable
- ✓ Talón descubierto



Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Garantiza mayor estabilidad por compresión
- ✓ Su tejido suave anterior evitar pliegues al articular
- ✓ Diseño anatómico para una perfecta adaptación

Indicaciones:

- Ligeras contusiones y esguince grado I
- Soporte y prevención de lesión en actividad laboral o deportiva
- Procesos inflamatorios
- Posquirúrgico

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Medida del tobillo en cm |  |
|-------|--------------------------|--|
| S     | 0 ≤ 21                   |  |
| M     | 0 ≤ 23                   |  |
| L     | 0 ≤ 25                   |  |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR BLANDO

Soporte para tobillo con banda

MARCA:  
Neoflex Aid



CÓDIGO: AK-004    TALLA: S, M, L, XL    UNIDAD: UNO    COLOR: NEGRO

Características

- ✓ Elaborado en tejido elástico resistente
- ✓ Libre de costuras, transpirable
- ✓ Tejido más suave en la parte anterior
- ✓ Banda elástica transpirable adicional en forma de 8
- ✓ Talón descubierto



Beneficios

- ✓ Su material elástico brinda un tratamiento confortable
- ✓ Absorbe y libera rápidamente la humedad al exterior liberándote de sudoración y la concentración de malos olores al interior del dispositivo médico
- ✓ Proporciona doble estabilidad por compresión
- ✓ Su tejido suave anterior evitar pliegues al articular
- ✓ Diseño anatómico para una perfecta adaptación

Indicaciones:

- Inestabilidad del tobillo
- Ligera contusión y esguince grado I
- Debilidad de ligamentos, tras la retirada del vendaje enyesado
- Soporte y prevención de lesión en actividad laboral o deportiva
- Procesos inflamatorios
- Posquirúrgico
- Artrosis

Advertencia:

En caso de irritación o hinchazón consulte al profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Talla | Medida del tobillo en cm |  |
|-------|--------------------------|--|
| S     | θ ≤ 21                   |  |
| M     | θ ≤ 23                   |  |
| L     | θ ≤ 25                   |  |
| XL    | θ ≤ 28                   |  |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |



**Recuperación · Movilidad**

MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

Bota Walker corta para tobillo

MARCA:  
Neoflex Aid

CÓDIGO: BT-011 TALLA: S, M y L UNIDAD: UNO COLOR: NEGRO

Características

- ✓ Dos montantes laterales de aleación de aluminio moldeables
- ✓ Suela en polipropileno, forma de balancín de bajo perfil
- ✓ Botín acolchado transpirable con forro suave
- ✓ Almohadillas en espuma eva para protección de los tobillos
- ✓ Correas circunferenciales de ajuste firme, diseñadas para resistir la tracción durante la marcha
- ✓ Ambidiestro (pie derecho o pie izquierdo)



Indicaciones:

- Estabiliza e inmovilizan en caso de fracturas y otras lesiones en la parte inferior de la pierna, el tobillo o el pie
- Sustituye el uso de vendas enyesadas si el especialista lo considera necesario
- Control de una herida o recambio de apósito para heridas
- Permite una mejor prevención de los episodios de flebitis
- Reducir los problemas de edema y embolia pulmonar generados por el uso de un yeso
- Posquirúrgico

Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista

Contraindicación:

Paciente con sensibilidad cutánea excesiva o enfermedad que afecte la coagulación

| MEDIDAS DEL PRODUCTO |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| ALTURA               | LONG. SUELA | ANC.SUELA |
| 28 cm                | 25 cm       | 9 cm      |
| 28 cm                | 28 cm       | 10 cm     |
| 28 cm                | 31 cm       | 11 cm     |

| GUÍA MEDICIÓN DE TALLA |          |         |
|------------------------|----------|---------|
| TALLA                  | LONG.PIE | CALZADO |
| S                      | 22-24cm  | 34-36   |
| M                      | 25-27cm  | 37-39   |
| L                      | 28-30cm  | 40-42   |

Beneficios

- ✓ Sus montantes son moldeables, permitiendo un ajuste perfecto a la morfología del paciente
- ✓ Su suela con diseño en balancín permite “micro-movimientos” acelerando la recuperación más rápidamente al evitar la atrofia muscular que sucede en los casos de inmovilización total con vendas enyesadas
- ✓ Mantiene el pie fresco durante la rehabilitación, para un tacto suave y confortable en la piel evitando la picazón en el área inmovilizada
- ✓ Nivel de comodidad e higiene superior para el paciente
- ✓ Facilidad de aplicación
- ✓ Evita el paso a la sala de yeso y recambio de yeso



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

Bota Walker larga tipo CAM

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **BT-017** TALLA: **S, M y L** UNIDAD: **UNO** COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Dos montantes laterales de aleación de aluminio moldeables
- ✓ Suela en polipropileno, forma de balancín de bajo perfil
- ✓ Botín acolchado transpirable con forro suave
- ✓ Almohadillas en espuma eva para protección de los tobillos
- ✓ Correas circunferenciales de ajuste firme, diseñadas para resistir la tracción durante la marcha
- ✓ Ambidiestro (pie derecho o pie izquierdo)



Beneficios

- ✓ Sus montantes son moldeables, permitiendo un ajuste perfecto a la morfología del paciente
- ✓ Su suela con diseño en balancín permite “micro-movimientos” acelerando la recuperación más rápidamente al evitar la atrofia muscular que sucede en los casos de inmovilización total con vendas enyesadas
- ✓ Mantiene el pie fresco durante la rehabilitación, para un tacto suave y confortable en la piel evitando la picazón en el área inmovilizada
- ✓ Nivel de comodidad e higiene superior para el paciente
- ✓ Facilidad de aplicación
- ✓ Evita el paso a la sala de yeso y recambio de yeso

Indicaciones:

- Estabiliza e inmovilizan en caso de fracturas y otras lesiones en la parte inferior de la pierna, el tobillo o el pie
- Sustituye el uso de vendas enyesadas si el especialista lo considera necesario
- Control de una herida o recambio de apósito para heridas
- Permite una mejor prevención de los episodios de flebitis
- Reducir los problemas de edema y embolia pulmonar generados por el uso de un yeso
- Posquirúrgico

Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista

Contraindicación:

Paciente con sensibilidad cutánea excesiva o enfermedad que afecte la coagulación

| MEDIDAS DEL PRODUCTO |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| ALTURA               | LONG. SUELA | ANC.SUELA |
| 37 cm                | 25 cm       | 9 cm      |
| 39 cm                | 28 cm       | 10 cm     |
| 41 cm                | 31 cm       | 11 cm     |

| GUÍA MEDICIÓN DE TALLA |          |         |
|------------------------|----------|---------|
| TALLA                  | LONG.PIE | CALZADO |
| S                      | 22-24cm  | 34-36   |
| M                      | 25-27cm  | 37-39   |
| L                      | 28-30cm  | 40-42   |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |



MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

## Bota Walker infantil tipo CAM



MARCA:  
**Neoflex Aid**

CÓDIGO: **BT-067** TALLA: **MyL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **GRIS Y AZUL**

### Características

- ✓ Dos estructuras rígidas independientes en polipropileno.
- ✓ Cuatro cintas ajustables para personalizar la sujeción de las estructuras.
- ✓ Botín interno acolchado en tela suave.
- ✓ Diseño anatómico con cobertura integral de tibia, antepié y dedos.
- ✓ Suela antideslizante con diseño en balancín.



### Beneficios

- ✓ Brinda soporte y estabilidad al pie y tobillo durante la recuperación.
- ✓ Proporciona comodidad y protección gracias a su acolchado interior.
- ✓ Su cobertura integral ayuda a proteger frente a impactos accidentales durante las actividades cotidianas.
- ✓ La suela antideslizante favorece una marcha segura y el diseño en balancín facilita un desplazamiento más natural.
- ✓ Favorece la movilidad durante la recuperación y acompaña las actividades cotidianas del niño.



PROTEGE · RECUPERA · SIGUE EN MOVIMIENTO



## Indicaciones:

- Lesiones y traumatismos del pie, tobillo y tibia.
- Esguinces de pie y tobillo.
- Recuperación posterior a procedimientos quirúrgicos, según indicación médica.
- Complemento en procesos de rehabilitación.
- Protección e inmovilización del pie y tobillo cuando esté clínicamente indicada.

### Advertencia:


Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista

### Contraindicación:

Paciente con sensibilidad cutánea excesiva o enfermedad que afecte la coagulación

#### MEDIDAS Y TALLA DEL PRODUCTO

| TALLA        | ALTO  | ANCHO | LONG. SUELA | CALZADO |
|--------------|-------|-------|-------------|---------|
| M - INFANTIL | 27 cm | 18 cm | 7 cm        | 29 - 30 |
| L - INFANTIL | 30 cm | 20 cm | 8 cm        | 31 - 32 |



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO



| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

Férula para pie caído premium O.T.P.

MARCA: **NEOFLEX AID**

CÓDIGO: **FT-065** TALLA: **S/M y L/XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **GRIS**

ANATÓMICA: **DISEÑO PARA PIE IZQUIERDO**  
**DISEÑO PARA PIE DERECHO**

Características

- ✓ Fabricada en poliéster preformado, material elástico, espuma y nailon.
- ✓ Banda y suela acolchadas para mayor comodidad.
- ✓ Dos (2) cintas ajustables para una sujeción personalizada.
- ✓ Diseño anatómico adaptable al pie derecho o izquierdo.
- ✓ Cinta plantar removible que permite utilizarla sin calzado.



Beneficios

- ✓ Ayuda a mantener el pie en una posición adecuada durante la marcha.
- ✓ Brinda soporte al tobillo y contribuye a controlar la inestabilidad al caminar.
- ✓ El acolchado poroso reduce el roce y favorece una mayor comodidad durante el uso.
- ✓ Permite caminar sin calzado al utilizar la cinta plantar, facilitando su uso dentro y fuera del hogar.

Indicaciones:

- Pie caído.
- Lesiones de nervios periféricos.
- Dificultad para realizar la dorsiflexión del tobillo.

Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista

Contraindicación:

No hay contraindicación absoluta. El especialista evaluará pertinencias

| MEDIDAS DEL PRODUCTO |         |             |            |
|----------------------|---------|-------------|------------|
| TALLA                | ALTURA  | LONG. SUELA | ANC. SUELA |
| S/M                  | 26,5 cm | 24 cm       | 6,5 cm     |
| L/XL                 | 29,5 cm | 27,5 cm     | 6,5 cm     |
| S/M                  | 26,5 cm | 24 cm       | 6,5 cm     |
| L/XL                 | 29,5 cm | 27,5 cm     | 6,5 cm     |

| GUÍA MEDICIÓN DE TALLA |     |           |         |
|------------------------|-----|-----------|---------|
| TALLA                  | PIE | LONG. PIE | CALZADO |
| S/M                    | IZQ | 22-24 cm  | 35 - 38 |
| L/XL                   | IZQ | 25-27 cm  | 39 - 42 |
| S/M                    | DER | 22-24 cm  | 35 - 38 |
| L/XL                   | DER | 25-27 cm  | 39 - 42 |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

Férula para pie caído O.T.P.

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **FT-055** TALLA: **S/M y L/XL** UNIDAD: **UNO** COLOR: **BLANCO|AZUL**

ANATÓMICA: **DISEÑO PARA PIE IZQUIERDO**  
**DISEÑO PARA PIE DERECHO**

Características

- ✓ Fabricado en polipropileno preformado a 90°
- ✓ Altamente duradero y peso ligero.
- ✓ Banda anchas y acolchada.
- ✓ Diseño panorámico en la pantorrilla y talón



Beneficios

- ✓ Cubre el tobillo y el pie ejerciendo la función de levantarlo y controlar la inestabilidad al caminar
- ✓ Ajuste para la marcha mediante banda ancha acolchada para evitar lesiones en la piel y banda adicional para caminar en casa libre del calzado
- ✓ Diseño anatómico para excelente ajuste del pie izquierdo o pie derecho



Indicaciones:

- Condición conocida como “Pie caído”
- Lesiones de nervios periféricos.
- Dificultad para realizar la dorsiflexión del tobillo.

Advertencia:

Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista

Contraindicación:

No hay contraindicación absoluta. El especialista evaluará pertinencias

| MEDIDAS DEL PRODUCTO |         |             |            |
|----------------------|---------|-------------|------------|
| TALLA                | ALTURA  | LONG. SUELA | ANC. SUELA |
| S   M                | 26,5 cm | 24 cm       | 6,5 cm     |
| L   XL               | 29,5 cm | 27,5 cm     | 6,5 cm     |
| S   M                | 26,5 cm | 24 cm       | 6,5 cm     |
| L   XL               | 29,5 cm | 27,5 cm     | 6,5 cm     |

| GUÍA MEDICIÓN DE TALLA |     |           |         |
|------------------------|-----|-----------|---------|
| TALLA                  | PIE | LONG. PIE | CALZADO |
| S   M                  | IZQ | 22-24 cm  | 35 - 38 |
| L   XL                 | IZQ | 25-27 cm  | 39 - 42 |
| S   M                  | DER | 22-24 cm  | 35 - 38 |
| L   XL                 | DER | 25-27 cm  | 39 - 42 |



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

MIEMBRO INFERIOR RÍGIDO

Férula postoperatoria para rodilla

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **KN-076**    TALLA: **UNIVERSAL**    UNIDAD: **UNO**    COLOR: **NEGRO**

Características

- ✓ Barras laterales telescópicas
- ✓ "Un botón pulsador" para ajuste de la longitud
- ✓ Reloj o bisagras con lectura (ROM) en flexión desde 0° hasta a 120°, o bloqueo total para cumplir la función de inmovilizador.
- ✓ Cuatro (4) cintas anchas acolchadas en material suave



Beneficios

- ✓ Su botón pulsador permite ajustarse a diferentes anatomías del miembro inferior  
Cuatro (4) opciones de longitud:
  - o Fémur y tibia corto = 53 cm
  - o Fémur largo y tibia corto = 56,5 cm
  - o Fémur corto y tibia largo = 58 cm
  - o Fémur y tibia larga = 64,5 cm
- ✓ Su reloj o bisagras brindan mayor opción de control flexo extensión
  - o Rango en flexión: 0° -15° -30° -45° -60° -75° -90°
  - o Rango en extensión: 0° -15° -30° -45° -60° -75° -90°
  - o Bloqueo total en extensión para cumplir la función de inmovilizador

Sus cuatro (4) cintas anchas acolchadas proporcionan una fuerza opuesta deseable y se ajustan a anatomías delgadas o gruesas en fémur y tibia.

Indicaciones:

- Pre quirúrgica de rodilla
- Control del rango de movimiento del miembro inferior
- Rehabilitación post quirúrgica
- Actividades deportivas que tengan mayor riesgo de re-ruptura de ligamentos de la rodilla

Advertencia:

- Este dispositivo médico debe ser indicado y supervisado por un médico especialista
- No tome decisiones propias de hacer cambios en el reloj o ROM

Contraindicación:

No hay contraindicación absoluta. El especialista evaluará pertinencias

| MEDIDAS DEL PRODUCTO |           | GUÍA MEDICIÓN TALLA                                |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| LONG. MÍN            | LONG. MÁX | Ajuste independiente de extensión en fémur o tibia |
| 53 cm                | 64,5 cm   |                                                    |



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |



**Podología**

Plantilla completa punto azul

MARCA: Neoflex Aid NEO FLEX AID

CÓDIGO: GL-013 TALLA: S, M, L y XL UNIDAD: PAR COLOR: BLANCO Y AZUL

Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Fabricada en dos tipos de silicona:
  - Color azul extra blando.
  - Color blanco menos denso.
- ✓ Hipoalergénico
- ✓ Diseño anatómico con arco frontal extra blando en la zona metatarsial
- ✓ Punto central extra blando en la zona del talón
- ✓ Conserva su estructura y se adapta a la temperatura corporal



Beneficios

- ✓ Silicona de alta resistencia al peso corporal y uso diario.
- ✓ A nivel de la zona metatarsial en posición de puntillas, el arco frontal azul amortigua la presión de los tendones flexores y extensores ayudando a prevenir la tendencia a formar dedos en «garra»
- ✓ Redistribución de la presión plantar a nivel del talón durante la marcha, en posición estática o sobrepeso, evitando o debilitando el espolón calcáneo.
- ✓ Aporta una mayor estabilidad a nivel del retropié y mediopié evitando la evolución negativa de diferentes patologías.

Indicaciones:

- Talalgia
- Metatarsalgias
- Espolón calcáneo
- Pie diabético
- Pies dolorosos o cansados
- Práctica del deportiva

Recomendación:

Si las plantillas son para uso diferente a pies dolorosos o cansados por jornadas de pie, espolón calcáneo, sobrepeso o largas caminadas (Ej. Fascitis plantar, pie diabético o metatarsalgias), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia.

Advertencia:

Si por causa al uso de este tipo de plantillas existiera un aumento en molestias o dolor, no solo en pies sino en espalda, consulte con el profesional de la salud.

Contraindicación:

Ninguna conocida

| MEDIDA POR TALLA |        | ELECCIÓN DE TALLA |         |
|------------------|--------|-------------------|---------|
| LONGITUD         | ANCHO  | TALLA             | CALZADO |
| 23 cm            | 8 cm   | S                 | 35 - 36 |
| 25 cm            | 9 cm   | M                 | 37 - 38 |
| 27 cm            | 9,5 cm | L                 | 39 - 40 |
| 29 cm            | 10 cm  | XL                | 41 - 42 |

Tipo de calzado



REQUISITO:  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Almohadilla para talón punto azul

MARCA:  
Neoflex Aid

CÓDIGO: TALLA: UNIDAD: COLOR:  
GL-004 S, M, L y XL PAR BLANCO Y AZUL

Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Punto azul extra blando
- ✓ Paredes en forma de copa con diseño bilateral.
- ✓ Se adapta a la temperatura corporal conservando su estructura
- ✓ Hipoalergénico



Beneficios

- ✓ Silicona de alta resistencia al peso corporal y uso diario.
- ✓ Su punto central debilita con mayor rapidez el espolón calcáneo
- ✓ Amortigua los puntos de carga y cansancio durante la marcha como en posición estática
- ✓ Su diseño de copa disminuye el dolor en el talón de Aquiles

Indicaciones:

- Espolón calcáneo
- Lesión del tendón de Aquiles o gemelos
- Bursitis en talón
- Prevención a espolón por sobrepeso
- Labores de pie que generen cansancio

Recomendación:

Para uso de este dispositivo médico diferente a tratamiento del espolón calcáneo, sobre peso o jornadas de pie (Ej. Lesión del tendón de Aquiles o gemelos, bursitis en talón, diabetes), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

Advertencia:

Si por causa al uso de este tipo de almohadillas existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| MEDIDA POR TALLA |         | ELECCIÓN DE TALLA |         |
|------------------|---------|-------------------|---------|
| LONGITUD         | ANCHO   | TALLA             | CALZADO |
| 5 cm             | 8 cm    | S                 | 33 - 35 |
| 5,5 cm           | 9,5 cm  | M                 | 36 - 38 |
| 7 cm             | 10 cm   | L                 | 39 - 41 |
| 7 cm             | 11,5 cm | XL                | 42 - 43 |

Tipo de calzado



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |


Copa para talón. Tipo TULI'S

MARCA: **Neoflex Aid**

CÓDIGO: **GL-033** TALLA: **UNIVERSAL** UNIDAD: **PAR** COLOR: **TRANSPARENTE**

Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Más capas en altura
- ✓ Diseño de multiceldas en forma de colmena
- ✓ Cuarenta y cuatro (44) celdas reforzadas
- ✓ Resistente y flexible



Silicona resistente y multiceldas reforzadas

Beneficios

- ✓ Su altura de 1,2 cm en el talón en combinación con las 44 multiceldas reforzada brinda grandes beneficios:
  - Máxima amortiguación por impactos
  - Resiste hasta 85 kilos al alto impacto
  - Absorbe los impactos de forma natural en sus pies
  - Promueve estabilidad y alineación
  - Brinda mayor conform en la marcha o estar de pie
  - Disminución de cansancio en los pies
  - Preserva la salud de los pies
  - Más durabilidad en el tiempo y adaptable a muchos tipos de calzado
  - Su material flexible permite que su talla única se adapte a cualquier zapato

Indicaciones:

- Alivio del dolor del Talón
- Absorción de impactos en el talón
- Disminución de cansancio
- Sobrepeso
- Prevención o tratamiento por presión en el tendón de Aquiles
- Prevención o tratamiento por inflamación de la placa de crecimiento del hueso del talón (calcáneo) en niños y adolescentes en crecimiento ( enfermedad de Sever)
- Otras que el profesional de la salud considere

Recomendación:

Para uso de este dispositivo médico diferente a tratamiento a absorción de impactos, disminución de cansancio en los pies, sobrepeso, promover estabilidad y alineación (Ej . tratamiento en lesión de adolescente de la enfermedad de Sever del o tendón de Aquiles), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

Advertencia:

Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| MEDIDAS  |       | GUÍA MEDICIÓN TALLA |         |
|----------|-------|---------------------|---------|
| LONGITUD | ANCHO | TALLA               | CALZADO |
| 10,5cm   | 7cm   | UNIVERSAL           | 35 a 42 |

Tipo de calzado



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

# Separador para dedos del pie

MARCA:  
**Neoflex Aid**

CÓDIGO: TALLA: UNIDAD: COLOR:  
**GL-016 UNIVERSAL PAR TRANSPARENTE**

## Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Anillo de sujeción en el segundo dedo del pie
- ✓ Anatómico
- ✓ Hipoalergénico



## Beneficios

- ✓ Alinea la articulación proximal entre los dedos
- ✓ Absorbe la presión y fricción aliviando las molestias asociadas con la abducción del dedo
- ✓ Anatómicamente diseñado para adaptarse cómodamente entre los dedos

## Indicaciones:

- Prevenir juanetes
- Deformidad del juanete (hallux valgus)
- Disfunción biomecánicas en la pisada
- Otras que el profesional de la salud considere

## Recomendación:

Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir o el inicio de separación del dedo gordo hacia adentro (hallux valgus), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia para uso en Ej. Disfunción de la neuroma interdigital , desalineación en dedos mediales o disfunción biomecánica en la pisada

## Advertencia:


Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

| MEDIDAS  |       | GUÍA MEDICIÓN TALLA |         |
|----------|-------|---------------------|---------|
| LONGITUD | ANCHO | TALLA               | CALZADO |
| 9,5 cm   | 7 cm  | ÚNICA               | N/A     |

### Tipo de calzado



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

# Separador para dedos del pie tipo carrete

MARCA: **Neoflex Aid**   
CÓDIGO: **GL015** TALLA: **UNIVERSAL** COLOR: **TRANSPARENTE**

- ✓ **Elaborada en silicona 100% grado médico**
- ✓ **Diseño anatómico que se adapta cómodamente al dedo**
- ✓ **Material suave y flexible, agradable al contacto con la piel**
- ✓ **Color neutro y discreto**
- ✓ **Reutilizable y fácil de limpiar**
- ✓ **Tamaño ergonómico para un ajuste seguro**
- ✓ **No invasivo y fácil de colocar**



## Beneficios

- ✓ **Alinea la articulación proximal entre los dedos**
- ✓ **Absorbe la presión y fricción aliviando las molestias asociadas con la abducción del dedo**
- ✓ **Anatómicamente diseñado para adaptarse cómodamente entre los dedos**
- ✓ **Mejora la comodidad al caminar**
- ✓ **Protege la piel de irritaciones y lesiones, Contribuye al bienestar y cuidado diario de los pies**

## Indicaciones:

- Prevenir juanetes
- Deformidad, prevención y tratamiendo del juanete (hallux valgus)
- Disfunción biomecánicas en la pisada
- Alivio de rozaduras y presión entre los dedos del pie
- Protección en casos de callosidades, ampollas o dedos superpuestos
- Otras que el profesional de la salud considere

## Recomendación:

Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir la presión en la zona metatarsial por el uso tacones, prevenir laceración sobre las cabezas metatarsales por la constante presión en esta zona (Ej. Dolor al caminar en el antepie o zona metatarsial o callosidades metatarsales) consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

## Advertencia:


Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

| MEDIDAS  |       | GUÍA MEDICIÓN TALLA |         |
|----------|-------|---------------------|---------|
| LONGITUD | ANCHO | TALLA               | CALZADO |
| 6cm      | 8cm   | ÚNICA               | 36 a 40 |

### Tipo de calzado



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Separador para dedos del pie con protector

MARCA: **Neoflex Aid** 

CÓDIGO: **GL-018**    TALLA: **UNIVERSAL**    UNIDAD: **PAR**    COLOR: **TRANSPARENTE**

Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Anillo de sujeción en el primer dedo del pie
- ✓ Anatómico
- ✓ Hipoalergénico



Beneficios

- ✓ Protege mientras el separador alinea la articulación proximal entre los dedos
- ✓ Protege aliviando las molestias asociadas con la abducción del dedo
- ✓ Diseño anatómico para adaptarse cómodamente al contorno de los huesos sesamoideos

Indicaciones:

- Proteger los huesos sesamoideos
- Deformidad del juanete (hallux valgus)
- Disfunción biomecánicas en la pisada
- Otras que el profesional de la salud considere

Recomendación:

Para uso de este dispositivo médico en tratamiento diferente a proteger la deformidad del juanete y aliviar el dolor producido por el calzado o ejercer separación del dedo gordo hacia adentro hallux valgus (Ej . disfunción biomecánica en la pisada o desalineación en dedos mediales) consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

Advertencia:


Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| MEDIDAS  |       | GUÍA MEDICIÓN TALLA |         |
|----------|-------|---------------------|---------|
| LONGITUD | ANCHO | TALLA               | CALZADO |
| 11,5cm   | 9cm   | ÚNICA               | N/A     |

Tipo de calzado



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Almohadilla para el metatarso

MARCA:  
Neoflex Aid

CÓDIGO: TALLA: UNIDAD: COLOR:  
GL-007 UNIVERSAL PAR TRANSPARENTE

Características

- ✓ Elaborada en silicona 100% grado médico
- ✓ Anillo de sujeción en el segundo o tercer dedo del pie
- ✓ Anatómico
- ✓ Hipoalergénico



Beneficios

- ✓ Material resistente a la descarga del pie en el uso de calzado con diseño en tacón
- ✓ Su diseño en almohadilla acolchada alivia el ardor o dolor en la zona de los metatarso

Indicaciones:

- Metatarsalgias
- Queratosis

Recomendación:

Si este dispositivo médico se utiliza para uso diferente a prevenir la presión en la zona metatarsial por el uso tacones, prevenir laceración sobre las cabezas metatarsales por la constante presión en esta zona (Ej. Dolor al caminar en el antepie o zona metatarsial o callosidades metatarsales) consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

Advertencia:

Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en molestias o dolor, consulte con el profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| MEDIDAS  |       | GUÍA MEDICIÓN TALLA |         |
|----------|-------|---------------------|---------|
| LONGITUD | ANCHO | TALLA               | CALZADO |
| 6cm      | 8cm   | ÚNICA               | 36 a 40 |



**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Cinta poliéster Stress

MARCA: **Pharmafix®**

Características

- ✓ Área adhesiva recubierta en papel siliconado
- ✓ Cinta de tela en poliéster no tejida
- ✓ Adhesivo acrílico hipoalergénico
- ✓ Flexible (stress) hacia lo ancho
- ✓ Trazo central en zig zag
- ✓ Tubo central en plástico
- ✓ Estática a lo largo



Beneficios

- ✓ Reemplaza el uso del microporo (oclusivo) y el esparadrapo
- ✓ Ideal para piel sensible (niños y adulto mayor)
- ✓ Transpirable (mantiene la herida limpia, seca y protegida contra la contaminación)
- ✓ Su material stress permite cubrir articulaciones sin restringir el movimiento
- ✓ Hipoalergénico
- ✓ Permeable al agua y al vapor del aire
- ✓ Su trazo central en zig zag facilita su colocación
- ✓ Tubo central en plástico permite conservar su forma hasta el final
- ✓ Variedad de tamaños para optimizar el área a tratar

Indicaciones:

- Cubrir apósitos primarios o gasas postquirúrgicas
- Como apósito general en cualquier parte del cuerpo
- Fijación de catéteres, tubos de drenaje y otros instrumentos

Recomendaciones de Uso

- No colocar directamente sobre la herida
- No ejerza estiramiento para posicionarlo, este efecto genera ampollas e irritación en la piel por tension
- Aplicar por el cuidador con las manos limpias secas. Colocarlo sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo.

Advertencia:

- No usar si conoce alergias a sus componentes
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud

Contraindicación:

Ninguna conocida

| REFERENCIA | Dimensión total |          | Presentación |            |
|------------|-----------------|----------|--------------|------------|
|            | Ancho cm        | Long mts | Rollos/Caja  | Cajas/Caja |
| FIX5050    | 5 cm x 5 mt     |          | 1            | 72         |
| FIX5010    | 5 cm x 10 mt    |          | 1            | 72         |
| FIX1050    | 10 cm x 5 mt    |          | 1            | 36         |
| FIX1010    | 10 cm x 10 mt   |          | 1            | 36         |
| FIX1510    | 15 cm x 10 mt   |          | 1            | 36         |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

La Garantía será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Cinta poliuretano transparente

MARCA: **Pharmafix® PU**

Características

- ✓ Compuesta en su parte central de cinta médica adhesiva transparente y en la parte superior e inferior por papel siliconado
- ✓ Adhesivo acrílico hipoalergénico
- ✓ Tubo central en plástico
- ✓ Impermeable
- ✓ Transpirable
- ✓ Flexible



Beneficios

- ✓ Actúa como una sobre piel durante largo periodo (+ de 15 días) protegiendo los puntos más susceptibles de inicio a la escara
- ✓ Permite el control visual del área en tratamiento
- ✓ Riesgo reducido de ampollas por tensión
- ✓ Impide acumular sudor debajo de la cinta evitando la maceración
- ✓ Impermeable barrera bacteriana durante la ducha, piscina o mar
- ✓ Hipo alérgico y sensible a la presión al retirarlo sin dejar residuos
- ✓ Altamente adaptable que garantiza comodidad
- ✓ Protege la piel y tejidos de maceración
- ✓ Variedad de tamaños para optimizar el área a tratar

Indicaciones:

- Prevención de escaras
- Retención del apósito principal o apósitos de baja adherencia
- Impermeabilización de apósitos secundarios y compresas
- Fijación de bolsa de pierna y dispositivo de estomas

Recomendaciones de Uso

- No colocar directamente sobre la herida
- Si se produce hinchazón, afloje y vuelva a colocar la cinta o reemplácela para aliviar la tensión.
- Antes de la aplicación limpie la zona a tratar con alcohol o jabón antiséptico y espere entre 3 a 5 minutos que la piel seque.
- Aplicar por el cuidador con las manos limpias y secas

Advertencia:

- No usar si conoce alergias a sus componentes
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud

Contraindicación:

No usar sobre heridas infectadas, salvo bajo supervisión médica

| REFERENCIA | Dimensión total |            | Presentación |            |
|------------|-----------------|------------|--------------|------------|
|            | Ancho/Pulgada   | Long/Yarda | Rollos/Caja  | Cajas/Caja |
| FIXPU5050  | 5 cm x 5 mt     |            | 2            | 72         |
| FIXPU5010  | 5 cm x 10 mt    |            | 2            | 72         |
| FIXPU1050  | 10 cm x 5 mt    |            | 1            | 36         |
| FIXPU1010  | 10 cm x 10 mt   |            | 1            | 36         |
| FIXPU1510  | 15 cm x 10 mt   |            | 1            | 36         |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

La Garantía será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Cinta kinesiológica

MARCA: Pharma-KT<sup>®</sup>



Características

- ✓ Cinta en lycra y algodón
- ✓ Extensible longitudinalmente
- ✓ Estática hacia lo ancho
- ✓ Resistente al deshilachado
- ✓ Se adapta al contorno de la piel
- ✓ Sus bordes suaves evitan que la cinta se arrugue o marque la piel.
- ✓ Adhesivo fino y poroso evita acumulación de sudor reduciendo la maceración de la piel
- ✓ Duración de la fijación de 3 a 5 días



Beneficios

- ✓ La acción de elevación de la cinta ayuda a aliviar la presión en los receptores de dolor localizado bajo la piel
- ✓ Las propiedades elásticas unidireccional controla los movimientos nocivos y facilita la actividad mientras se recupera de una lesión
- ✓ Asegura en su posición normal los músculos, articulaciones, tendones y ligamentos
- ✓ Elimina la congestión del sistema linfático circulatorio, ayudando a reducir la hinchazón
- ✓ Puede llevarse hasta cinco (5) días realizando ejercicio, natación y duchas
- ✓ Método preventivo en actividad deportiva Protege la piel y tejidos de maceración



Recomendaciones de Uso

- Un profesional en salud es el indicado para evaluar la afección y determinar el patrón adecuado de aplicación para obtener los mejores resultados
- Cualquier persona que sufre afecciones musculares o articulares puede beneficiarse del uso de las cintas en fisioterapia. Esto incluye deportistas, personas con dolores crónicos, personas con artritis y cualquier persona que busque una terapia alternativa no invasiva

Advertencia:

- No colocar encima de heridas abiertas
- No colocar sobre zona sacral, durante los tres (3) primeros meses de gestación

Contraindicación:

Metástasis o dudas que lo padezca

| REFERENCIA | ANCHO | LONGITUD | RL/CJ | CJ/CJ |
|------------|-------|----------|-------|-------|
| KT550      | 5cm   | 5mts     | 1     | 48    |



REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

La Garantía será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

## CINTA MÉDICA ADHESIVA

# Venda médica autoadhesiva

MARCA:  
**Vendapress**

**Vendapress®**

## Características

- ✓ Cinta en lycra y algodón
- ✓ Extensible longitudinalmente
- ✓ Estática hacia lo ancho
- ✓ Resistente al deshilachado
- ✓ Se adapta al contorno de la piel
- ✓ Sus bordes suaves evitan que la cinta se arrugue o marque la piel.
- ✓ Adhesivo fino y poroso evita acumulación de sudor reduciendo la maceración de la piel
- ✓ Duración de la fijación de 3 a 5 días



## Beneficios

- ✓ La combinación de sus materiales permite aplicarlo en zonas cubiertas de vello y/o cabello
- ✓ No se requieren clips o cintas para posicionarlo
- ✓ Fácil desgarro a mano no requiere tijeras
- ✓ Fácil de aplicar y quitar
- ✓ Mantiene la compresión uniforme y no se desliza durante su uso
- ✓ Se ajusta a los contornos del cuerpo y zonas con articulación



## Indicaciones

- Envoltura de soporte para esguinces y cepas
- Alternativa para paciente con alergia a las cintas y esparadrapos
- Limita los movimientos de la zona lesionada
- Disminuye la clínica de la lesión: dolor y edema
- Facilita la regeneración tisular
- Previene recidivas

### Deporte:

Refuerza la zona lesionada permitiendo un movimiento óptimo

### Rehabilitación:

Estabiliza la zona, permitiendo realizar ejercicios de rehabilitación al paciente

### Neurología:

Estimula facilita la función perdida o debilitada por un trastorno neurológico

### Alteraciones circulatorias y linfedemas:

Evita la consolidación del edema y favorece su reabsorción

### Uso veterinario:

Excelente para fijar catéter y apósitos en las mascotas peludas

## Advertencia:

- No usar si conoce alergias a sus componentes
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud

## Contraindicación:

Ninguna conocida

| Código    | Dimensión total |            | Presentación |            |
|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|
|           | Ancho/Pulgada   | Long/Yarda | Rollos/Bolsa | Cajas/Caja |
| VENDA5045 | 2" x 5 yds      |            | 1            | 100        |
| VENDA7545 | 3" x 5 yds      |            | 1            | 48         |



### REQUISITO:

Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

### EXCEPCIÓN:

MAL USO | ABUSO

La Garantía será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |



**Campos**  
**Quirúrgicos**  
Estériles

# Campo yodado para incisión

MARCA: **Incifilm Iodine**®

## DESCRIPCIÓN

Película adhesiva de poliuretano (PU) color amarillo transparente que permite la transpiración de la piel; excelente adherencia al borde de la piel circundante de la incisión en operaciones quirúrgicas largas. El adhesivo utilizado contiene PVP-yodo, con una actividad antimicrobiana de amplio espectro contra bacterias grampositivas y gramnegativas, SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina), levaduras y hongos



## Características

- ✓ Campo de incisión de última generación
- ✓ Película muy transpirable y antimicrobiana
- ✓ Delgada pero extremadamente fuerte
- ✓ Envoltura individual en papel trilaminado aluminio grado médico (PET/aluminio/PE)

## Beneficios

- ✓ Borde de apoyo en los extremos que previene arrugas durante su colocación.
- ✓ Mejora la adherencia y proporciona la actividad antimicrobiana más de 12 hs.
- ✓ Resistente a la ruptura, pero se puede cortar fácilmente con el bisturí.
- ✓ (PET/aluminio/PE) Garantiza hermeticidad para que el campo quirúrgico yodado NO pierda sus propiedades antimicrobianas, así se deje expuesto a la luz por un largo periodo (fuera del embalaje); impermeable a derrame de líquidos

## Indicaciones:


- Cirugía ortopédica
- Cirugía a corazón abierto
- Neurocirugía
- Cirugía mayor abdominal
- Cirugía torácica
- Cirugía plástica
- Cirugía pediátrica
- Cirugías menores

## Contraindicación:

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida al yodo.

| Referencia<br>Incifilm Yodo | Dimensión total (cm) |      | Dimensión del adhesivo |      |
|-----------------------------|----------------------|------|------------------------|------|
|                             | Ancho                | Long | Ancho                  | Long |
| IN350350 IODINE             | 42cm                 | 35cm | 35cm                   | 35cm |
| IN450550 IODINE             | 62cm                 | 45cm | 55cm                   | 45cm |
| IN450600 IODINE             | 67cm                 | 45cm | 60cm                   | 45cm |

Contenido por caja: 10 UNIDADES



- Zona adhesiva
- Zona para sujetar durante su colocación en paciente



**LA GARANTÍA:**  
será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

**REQUISITO:**  
Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

**EXCEPCIÓN:**  
MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

Campo quirúrgico con fenestración en U

MARCA: PharmaDrape "U"

DESCRIPCIÓN

Dispositivo quirúrgico desechable, diseñado como cubierta protectora del paciente para mantener un área estéril en un procedimiento quirúrgico, impidiendo la contaminación microbiana, actuando como barrera impermeable, soportando la manipulación y fluidos en la zona crítica. Obteniendo por su alto nivel de rendimiento, una optima prevención de la infección



Características

- ✓ Material Hidrófugo de última generación
- ✓ Suave al contacto con el paciente
- ✓ Delgada pero suficientemente fuerte
- ✓ Caída suave y drapeable
- ✓ Fenestración "U" para la facilidad de uso en cualquier zona con articulación
- ✓ Su adhesivo se adhiere de forma segura y uniforme sin dañar la piel y es de fácil remoción

Beneficios

- ✓ Garantía de alta fuerza de barrera a la transferencia de bacterias y entornos en que se requiere la máxima protección contra líquidos.
- ✓ Impermeable, excelente resistencia al agua, la humedad, los solventes orgánicos y agentes químicos.

Indicaciones:

- Cirugía ortopédica de cadera
- Cirugía ortopédica de rodilla
- Cirugía ortopédica de hombro
- Procedimientos quirúrgicos de artroscopia
- Usos múltiples


Advertencia:

Respetar el secado espontáneo en la piel del antiséptico, así evita el desprendimiento del adhesivo del campo quirúrgico.

Contraindicación:

Ninguna conocida

| Código                          | Dimensión              |       | Dimensión del Adhesivo |       | Dimensión "U" |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|-------|
|                                 | PharmaDrape Total (cm) |       |                        |       | Total (cm)    |       |
|                                 | Ancho                  | Largo | Ancho                  | Largo | Ancho         | Largo |
| PD58                            | 150 cm x 200 cm        |       | 25 mm x 64 mm          |       | 15 cm x 55 cm |       |
| Contenido por caja: 20 unidades |                        |       |                        |       |               |       |



LA GARANTÍA: será efectiva solo si alguno de los parámetros de calidad se encuentran por fuera de las especificaciones técnicas.

REQUISITO: Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN: MAL USO | ABUSO

| Excepción por garantía    | Composición de materiales | Medidas del producto      | Peso total del producto   | Código de barras          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica | Detalles en ficha técnica |

# Índice catálogo

## Línea blanda

| REFERENCIA | NOMBRE DEL PRODUCTO                                          | REGISTRO SANITARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | PÁGINA  |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| KN-018     | Banda Rotuliana con silicona                                 | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 21 |
| BT-011     | Bota Walker corta para tobillo                               | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 25 |
| BT-067     | Bota Walker infantil tipo CAM                                | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 27 |
| BT-017     | Bota Walker larga tipo CAM                                   | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 26 |
| NK-015     | Collar de tracción inflable                                  | 2018DM-0018799     | 28/10/2028           | Pág. 3  |
| BK-033     | Corrector de postura                                         | 2018DM-0018799     | 28/10/2028           | Pág. 5  |
| KN-015     | Férula corta para rodilla con estabilizador de patela        | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 19 |
| FP-002     | Férula dedil con correa                                      | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 14 |
| FP-001     | Férula dedil tipo béisbol                                    | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 13 |
| FP-006B    | Férula Mallet con correa                                     | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 12 |
| FG-010     | Férula muñeca y pulgar                                       | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 11 |
| WT-037     | Férula para muñeca túnel carpiano                            | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 9  |
| FT-055     | Férula para pie caído O.T.P.                                 | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 29 |
| FT-065     | Férula para pie caído premium O.T.P.                         | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 28 |
| KN-076     | Férula postoperatoria para rodilla                           | 2018DM-0018804     | 5/11/2028            | Pág. 30 |
| EB-003     | Soporte codo de tenista o golfista en neopreno               | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 8  |
| KN-021A    | Soporte de rodilla infantil con refuerzo patelar en neopreno | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 20 |
| SH-001     | Soporte elástico para hombro con banda ajustable             | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 4  |
| KN-108     | Soporte ligamento de rodilla                                 | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 16 |
| EG-007     | Soporte para codo con almohadilla en gel                     | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 6  |
| WT-002     | Soporte para muñeca neopreno                                 | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 7  |
| KN-003     | Soporte para rodilla tubular                                 | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 18 |
| KN-005     | Soporte rodilla con almohadilla de gel                       | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 15 |
| KN-007     | Soporte rodilla con estabilizadores laterales                | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 17 |
| AK-004     | Soporte tobillo con banda                                    | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 23 |
| FT-001     | Soporte tobillo tipo media                                   | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 22 |

## Podología

| REFERENCIA | NOMBRE DEL PRODUCTO                        | REGISTRO SANITARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | PÁGINA  |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| GL-007     | Almohadilla metatarsal en silicona         | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 38 |
| GL-004     | Almohadilla para talón punto azul          | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 33 |
| GL-033     | Copa para talón tipo Tulin's               | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 34 |
| GL-013     | Plantilla completa punto azul              | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 32 |
| GL-016     | Separador para dedos del pie               | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 35 |
| GL-018     | Separador para dedos del pie con protector | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 37 |
| GL-015     | Separador para dedos del pie tipo carrete  | 2018DM-0018806     | 15/11/2028           | Pág. 36 |

## Cintas adhesivas

| REFERENCIA | NOMBRE DEL PRODUCTO | REGISTRO SANITARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | PÁGINA  |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------|
| KT         | Pharma - KT         | 2019DM- 019948     | 18/07/2029           | Pág. 41 |
| FIX        | Pharmafix           | 2020DM-0021453     | 19/03/2030           | Pág. 39 |
| FIX PU     | Pharmafix PU        | 2020DM-0021453     | 19/03/2030           | Pág. 40 |
| VENDA      | Vendapress          | 2021DM-0022950     | 9/02/2031            | Pág. 42 |

## Campos

| REFERENCIA | NOMBRE DEL PRODUCTO | REGISTRO SANITARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | PÁGINA  |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------|
| FIX        | Pharmafix           | 2020DM-0021453     | 19/03/2030           | Pág. 39 |
| FIX PU     | Pharmafix PU        | 2020DM-0021453     | 19/03/2030           | Pág. 40 |
| KT         | Pharma - KT         | 2019DM- 019948     | 18/07/2029           | Pág. 41 |
| VENDA      | Vendapress          | 2021DM-0022950     | 9/02/2031            | Pág. 42 |



Pharmafix®

Vendapress®  
Venda elástica cohesiva

Incifilm Iodine®

PharmaDrape




@ortotex



ortotex



+57 300 1359190



**Prevención · Soporte · Movilidad · Recuperación**

# ORTOTEX



¡Listos para servirles!

@ortotex

ortotex@ortotex.com

Cra 83 #34b-43, Laureles, Medellín

@ortotex

ortotex

+57 300 1359190